

LAPAROSKOPIE LAPAROSCOPY



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Bronchoskopie**
- **Container-Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF-Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren-Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten Systeme**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in surgery with high quality products:

- **Arthroscopy**
- **Bronchoscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container-Systems**
- **ENT**
- **HF-Surgery**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor systems**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

SEITE / PAGE

Laparoskope / <i>Laparoscopes</i>	8
HD Laparoskope / <i>HD laparoscopes</i>	9
HD Bariatric Laparoskope / <i>HD bariatric laparoscopes</i>	9
ULTRA HD Laparoskope / <i>ULTRA HD laparoscopes</i>	10
ULTRA HD Bariatric Laparoskope / <i>ULTRA HD bariatric laparoscopes</i>	10
OP Laparoskope / <i>OR laparoscopes</i>	11

INSUFFLATION / INSUFFLATION

Verres Nadeln (Standard und High-Flow / <i>Verres needles (Standard and High-Flow)</i>)	13
--	----

TROKARSYSTEME / TROCAR SYSTEM

Hasson Trokarsysteme / <i>Hasson trocar systems</i>	14
Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Automatic trocar sets with winded locking</i>	15-20
Automatik-Trokar-Sets mit Silikondichtungen / <i>Automatic trocar sets with silicone valves</i>	21-24
Metallschaftrohre / <i>Metal tubes</i>	25
Kunststoffschaftrohre / <i>Plastic tubes</i>	26
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	27
Große Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Large automatic trocar sets with winded locking</i>	28
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	29
Bariatric Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Bariatric automatic trocar sets with winded locking</i>	30, 33
Bariatric Automatik-Trokar-Sets mit Silikondichtungen / <i>Bariatric automatic trocar sets with silicone valves</i>	31, 34
Metallschaftrohre / <i>Metal tubes</i>	33, 35
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	32, 35
Trokarstops / <i>Trocarstops</i>	36
Bauchdeckenspekulum / <i>Abdominal speculum</i>	36
Standardtrokare / <i>Standard trocars</i>	37-38
Sicherheitstrocare / <i>Safety trocars</i>	39-40
Reduzierer / <i>Reducers</i>	41

VERSCHIEDENES / VARIOUS

Applikator / <i>Applicator</i>	42
Injektionskanülen / <i>Injection needles</i>	42
Taststäbe / <i>Palpation probes</i>	42
Dilatationssätze / <i>Dilation sets</i>	42

SAUG- UND SPÜLSYSTEME / SUCTION AND IRRIGATION SYSTEMS

Rundlochsauger / <i>Roundhole suckers</i>	43
Zerlegbare Saug- und Spülsysteme / <i>Detachable suction and irrigation systems</i>	44-50
Kombinationen mit monopolarer Koagulation / <i>Combinations with monopolar coagulation</i>	51-52, 54

MONOPOLARE KOAGULATION / MONOPOLAR COAGULATION

Standard Elektroden / <i>Standard electrodes</i>	53
Elektroden mit auswechselbaren Spitzen / <i>Electrodes with exchangeable tips</i>	55
Elektroden mit Keramikspitzen / <i>Electrodes with ceramic tips</i>	56

MODULARES SYSTEM / MODULAR SYSTEM

Schäfte / <i>Sheaths</i>	57
Handgriffe / <i>Handles</i>	58-60
Ø 5mm Scheren / <i>Ø 5mm scissors</i>	61
Ø 5mm Präparier- und Faszangen / <i>Ø 5mm dissecting and grasping forceps</i>	62-63
Ø 5mm Dissektionszangen / <i>Ø 5mm dissecting forceps</i>	63-64
Ø 5mm Probeexzisionszangen / <i>Ø 5mm biopsy forceps</i>	65
Ø 5mm Faszangen / <i>Ø 5mm grasping forceps</i>	66-69
Ø 10mm Scheren / <i>Ø 10mm scissors</i>	70
Ø 10mm Präparier- und Faszangen / <i>Ø 10mm dissecting and grasping forceps</i>	71
Ø 10mm Faszangen / <i>Ø 10mm grasping forceps</i>	72-73

NICHT ZERLEGBARE INSTRUMENTE / NON DETACHABLE INSTRUMENTS

SEITE / PAGE

Ø 10mm Greif- und Faßzangen / Ø 10mm grasping forceps	74
Ø 5mm Faßzangen mit Schiebesperre / Ø 5mm grasping forceps with sliding ratchet	75
Ø 5mm Faßzangen mit Federgriff / Ø 5mm grasping forceps with U-spring handle	76

NAHT / SUTURE

Nadelhalter / Needle holders	77-78, 81
Nadelhalter STEMA LIGHT / Needleholders STEMA LIGHT	79-80
Zerlegbare Nadelhalter / Detachable needleholders	82-85
Nähhilfen / Suture aid	86-87

CLIP APPLIKATION / CLIP APPLICATION

Nicht zerlegbare Clipanlegezangen / Non detachable clip applying forceps	88
Zerlegbare Clipanlegezangen / Detachable clip applying forceps	89-91
Titan Clips / Titanium clips	92

RETRAKTOREN / RETRACTORS

Starre Endoretraktoren / Rigid endo retractors	93
Abwinkelbare Endoretraktoren / Articulating endo retractors	93-94
Justierbare Endoretraktoren / Adjustable endo retractors	95-96

SPEZIAL / SPECIAL

Cholangiographiezange / Cholangiography forceps	97
---	----

BIPOLARE INSTRUMENTE / BIPOLAR INSTRUMENTS

Standardelektroden / Standard electrodes	98
Koagulationszangen / Coagulation forceps	98
Zerlegbare Instrumente / Detachable instruments	99-106

ANSCHLUSSKABEL / CONNECTING CABLES

Monopolare Anschlusskabel / Monopolar connecting cables	107
Bipolare Anschlusskabel / Bipolar connecting cables	108-110

ENDOSKOPHALTER / ENDOSCOPE HOLDER

Endoskophalter mit Schienensysteme / Endoscope holder rail system	111
---	-----

REINIGUNG / CLEANING

Reinigungspistole / Cleaning pistol	139
Reinigungsbürsten / Cleaning brushes	139
Spezialfett / Special grease	139
Polierpaste für Optiken / Polishing paste for scopes	139

LAGERUNG / STORAGE

Lagerungsrack für Laparoskopieinstrumente / Storage rack for laparoscopic instruments	140
---	-----

STERILISATION / STERILIZATION

Siebkörbe für Endoskope / Wire baskets for endoscopes	141
Endoskop Container / Endoscope container	142

PÄDIATRIE / PEDIATRY

ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

SEITE / PAGE

Laparoskope / <i>Laparoscopes</i>	113
HD Laparoskope / <i>HD laparoscopes</i>	113

TROKARSYSTEME / TROCAR SYSTEM

Automatik-Trokar-Sets mit Gewindeverschluss / <i>Automatic trocar sets with winded locking</i>	114
Standard Trokar-Sets / <i>Standard trocar sets</i>	114
Ersatzteile: Dichtkappen, Innendichtungen / <i>Spare parts: sealing caps, inner seals</i>	27
Standardtrokare / <i>Standard trocars</i>	115
Sicherheitstrokare / <i>Safety trocars</i>	115

VERSCHIEDENES / VARIOUS

Injektionskanülen / <i>Injection needles</i>	116
--	-----

SAUG- UND SPÜLSYSTEME / SUCTION AND IRRIGATION SYSTEMS

Rundlochsauger / <i>Roundhole suckers</i>	116
Zerlegbare Saug- und Spülsysteme / <i>Detachable suction and irrigation systems</i>	116

MONOPOLARE KOAGULATION / MONOPOLAR COAGULATION

Standard Elektroden / <i>Standard electrodes</i>	117
--	-----

MODULARES SYSTEM / MODULAR SYSTEM

<u>3-teilig / 3 parts</u>	
Schäfte / <i>Sheaths</i>	118
Handgriffe / <i>Handles</i>	119-121
Ø 5mm Scheren / <i>Ø 5mm scissors</i>	122
Ø 5mm Präparier- und Fasszangen / <i>Ø 5mm dissecting and grasping forceps</i>	123-124
Ø 5mm Dissektionszangen / <i>Ø 5mm dissecting forceps</i>	125
Ø 5mm Probeexzisionszangen / <i>Ø 5mm biopsy forceps</i>	126
Ø 5mm Fasszangen / <i>Ø 5mm grasping forceps</i>	127-130
<u>2-teilig / 2 parts</u>	
Ø 3mm Scheren / <i>Ø 3mm scissors</i>	131
Ø 3mm Präparier- und Fasszangen / <i>Ø 3mm dissecting and grasping forceps</i>	132
Ø 3mm Dissektionszangen / <i>Ø 3mm dissecting forceps</i>	132
Ø 3mm Probeexzisionszangen / <i>Ø 3mm biopsy forceps</i>	132
Ø 3mm Fasszangen / <i>Ø 3mm grasping forceps</i>	133

NAHT / SUTURE

Nadelhalter / <i>Needle holders</i>	134-135
---	---------

BIPOLEARE INSTRUMENTE / BIPOLAR INSTRUMENTS

Standardelektroden / <i>Standard electrodes</i>	96
Zerlegbare Instrumente / <i>Detachable instruments</i>	136-138

REINIGUNG / CLEANING

Reinigungspistole / <i>Cleaning pistol</i>	139
Reinigungsbürsten / <i>Cleaning brushes</i>	139
Spezialfett / <i>Special grease</i>	139
Polierpaste für Optiken / <i>Polishing paste for scopes</i>	139

LAGERUNG / STORAGE


SEITE / PAGE

Lagerungsrack für Laparoskopieinstrumente / *Storage rack for laparoscopic instruments* 140

STERILISATION / STERILIZATION


Siebkörbe für Endoskope / *Wire baskets for endoscopes* 141

Endoskop Container / *Endoscope container* 142



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-001-001	2.9mm	0°	302mm
EA-001-002	2.9mm	30°	302mm
EA-002-001	5.0mm	0°	302mm
EA-002-002	5.0mm	30°	302mm
EA-002-003	5.0mm	70°	302mm
EA-002-006	5.0mm	45°	300mm
EA-003-001	10.0mm	0°	316mm
EA-003-002	10.0mm	30°	317mm
EA-003-005	10.0mm	0°	349mm
EA-003-006	10.0mm	30°	350mm
EA-003-008	10.0mm	45°	300mm

STEMA **High Definition**




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-001-011	2.9mm	0°	302mm
EA-001-012	2.9mm	30°	302mm
EA-002-011	5.0mm	0°	302mm
EA-002-012	5.0mm	30°	302mm
EA-002-013	5.0mm	70°	302mm
EA-002-014	5.0mm	0°	334mm
EA-002-015	5.0mm	30°	334mm
EA-002-016	5.0mm	45°	300mm
EA-002-024	5.5mm	0°	300mm
EA-002-025	5.5mm	30°	300mm
EA-002-026	5.5mm	45°	300mm
EA-003-011	10.0mm	0°	316mm
EA-003-012	10.0mm	30°	317mm
EA-003-015	10.0mm	0°	349mm
EA-003-016	10.0mm	30°	350mm
EA-003-018	10.0mm	45°	300mm

BARIATRIC Versionen *BARIATRIC versions*

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-002-007	5.0mm	0°	450mm (Bariatric)
EA-002-008	5.0mm	30°	450mm (Bariatric)
EA-002-009	5.0mm	45°	450mm (Bariatric)
EA-003-003	10.0mm	0°	500mm (Bariatric)
EA-003-004	10.0mm	30°	500mm (Bariatric)
EA-003-007	10.0mm	45°	450mm (Bariatric)

STEMA **ULTRA High Definition - 4K**



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-002-021	5.5mm	0°	300mm
EA-002-022	5.5mm	30°	300mm
EA-002-023	5.5mm	45°	300mm
EA-003-025	10.0mm	0°	330mm
EA-003-026	10.0mm	30°	330mm
EA-003-027	10.0mm	45°	330mm

BARIATRIC Versionen **BARIATRIC versions**

Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-002-031	5.5mm	0°	424mm (Bariatric)
EA-002-032	5.5mm	30°	424mm (Bariatric)
EA-002-033	5.5mm	45°	424mm (Bariatric)
EA-003-031	10.0mm	0°	450mm (Bariatric)
EA-003-032	10.0mm	30°	450mm (Bariatric)
EA-003-033	10.0mm	45°	450mm (Bariatric)



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Abwinkelung Proximal end	Arbeitskanal Ø Working channel Ø	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-004-001	10.0mm	45°	6mm	0°	270mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Abwinkelung Proximal end	Arbeitskanal Ø Working channel Ø	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-004-002	10.0mm	90°	6mm	0°	270mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-033-001	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 55mm Verres needle, Ø 2mm, working length 55mm
EH-033-002	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 70mm Verres needle, Ø 2mm, working length 70mm
EH-033-003	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 80mm Verres needle, Ø 2mm, working length 80mm
EH-033-004	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 100mm Verres needle, Ø 2mm, working length 100mm
EH-033-005	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 120mm Verres needle, Ø 2mm, working length 120mm
EH-033-006	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 130mm Verres needle, Ø 2mm, working length 130mm
EH-033-007	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 140mm Verres needle, Ø 2mm, working length 140mm
EH-033-008	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 150mm Verres needle, Ø 2mm, working length 150mm
EH-033-009	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 170mm Verres needle, Ø 2mm, working length 170mm
EH-033-010	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 180mm Verres needle, Ø 2mm, working length 180mm
EH-033-011	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 200mm Verres needle, Ø 2mm, working length 200mm
EH-033-012	Verres Nadel, Ø 2mm, Arbeitslänge 230mm Verres needle, Ø 2mm, working length 230mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-033-024	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 100mm High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 100mm
EH-033-025	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 120mm High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 120mm
EH-033-028	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 150mm High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 150mm
EH-033-029	High-Flow Verres Nadel Ø 2.7mm, Arbeitslänge 170mm High-Flow Verres needle Ø 2,7mm, working length 170mm



EH-011-301
bis / to
EH-011-310

	Ømm	Hülse mit Trokar Sleeves with trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube
HASSON Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr	3.5	EH-011-301	EH-011-001
glatt, Fadenhalter am Konus	5.5	EH-011-303	EH-011-003
HASSON Automatic trocar sleeve, metal tube	11.0	EH-011-309	EH-011-009
smooth, suture holder at cone	12.5	EH-011-310	EH-011-010



EJ-012-001
bis / to
EJ-012-011



EJ-013-010

	Ømm	Konus Cone
HASSON Konus fixierbar mit Fadenhalter HASSON cone adjustable with suture holder	3.5	EJ-012-001
	5.5	EJ-012-003
	10.0	EJ-012-008
	11.0	EJ-012-009
	12.5	EJ-012-010
	13.0	EJ-012-011
HASSON Konus mit Gewinde / Fixierung ist nicht notwendig HASSON cone threaded / fixation is not necessary	11.0	EJ-013-010


EH-009-101
 bis / to
EH-009-111

EH-009-201
 bis / to
EH-009-211

EH-028-103
 bis / to
EH-028-110

EH-028-203
 bis / to
EH-028-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i>	3.5	EH-009-101	EH-009-001	
	5.0	EH-009-102	EH-009-002	
	5.5	EH-009-103	EH-009-003	
	7.0	EH-009-106	EH-009-006	
	8.0	EH-009-107	EH-009-007	
	10.0	EH-009-108	EH-009-008	
	11.0	EH-009-109	EH-009-009	
	12.5	EH-009-110	EH-009-010	
	13.0	EH-009-111	EH-009-011	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	3.5	EH-009-201	EH-009-001	
	5.0	EH-009-202	EH-009-002	
	5.5	EH-009-203	EH-009-003	
	7.0	EH-009-206	EH-009-006	
	8.0	EH-009-207	EH-009-007	
	10.0	EH-009-208	EH-009-008	
	11.0	EH-009-209	EH-009-009	
	12.5	EH-009-210	EH-009-010	
	13.0	EH-009-211	EH-009-011	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-028-103	EH-028-003	
	11.0	EH-028-109	EH-028-009	
	12.5	EH-028-110	EH-028-010	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-028-203	EH-028-003	
	11.0	EH-028-209	EH-028-009	
	12.5	EH-028-210	EH-028-010	



EH-005-101
 bis / to
EH-005-111



EH-005-201
 bis / to
EH-005-211



EH-006-103
 bis / to
EH-006-110



EH-006-203
 bis / to
EH-006-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar	3.5	EH-005-101	EH-005-001	
	5.0	EH-005-102	EH-005-002	
	5.5	EH-005-103	EH-005-003	
	7.0	EH-005-106	EH-005-006	
	8.0	EH-005-107	EH-005-007	
	10.0	EH-005-108	EH-005-008	
	11.0	EH-005-109	EH-005-009	
	12.5	EH-005-110	EH-005-010	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar	3.5	EH-005-201	EH-005-001	
	5.0	EH-005-202	EH-005-002	
	5.5	EH-005-203	EH-005-003	
	7.0	EH-005-206	EH-005-006	
	8.0	EH-005-207	EH-005-007	
	10.0	EH-005-208	EH-005-008	
	11.0	EH-005-209	EH-005-009	
	12.5	EH-005-210	EH-005-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve, threaded metal tube, housing with winded locking, with conical trocar	5.5	EH-006-103	EH-006-003	
	11.0	EH-006-109	EH-006-009	
	12.5	EH-006-110	EH-006-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve, threaded metal tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.5	EH-006-203	EH-006-003	
	11.0	EH-006-209	EH-006-009	
	12.5	EH-006-210	EH-006-010	



EH-109-101
bis / to
EH-109-111



EH-109-201
bis / to
EH-109-211



EH-128-103
bis / to
EH-128-111



EH-128-203
bis / to
EH-128-211

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-109-103	EH-109-003	Weiß/White	
	11.0	EH-109-109	EH-109-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-111	EH-109-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-109-203	EH-109-003	Weiß/White	
	11.0	EH-109-209	EH-109-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-211	EH-109-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-128-103	EH-128-003	Weiß/White	
	11.0	EH-128-109	EH-128-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-128-111	EH-128-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindemetallschaftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded metal tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-128-203	EH-128-003	Weiß/White	
	11.0	EH-128-209	EH-128-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-128-211	EH-128-011	Grün/Green	



EH-029-103
 bis / to
EH-029-110



EH-029-203
 bis / to
EH-029-210



EH-029-403
 bis / to
EH-029-410



EH-029-503
 bis / to
EH-029-510

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schafftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschafftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-029-103	EH-029-003	
	11.0	EH-029-109	EH-029-009	
	12.5	EH-029-110	EH-029-010	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschafftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-029-203	EH-029-003	
	11.0	EH-029-209	EH-029-009	
	12.5	EH-029-210	EH-029-010	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschafftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-029-403	EH-029-303	
	11.0	EH-029-409	EH-029-309	
	12.5	EH-029-410	EH-029-310	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschafftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-029-503	EH-029-303	
	11.0	EH-029-509	EH-029-309	
	12.5	EH-029-510	EH-029-310	



EH-007-103
bis / to
EH-007-110



EH-007-203
bis / to
EH-007-210



EH-008-103
bis / to
EH-008-110



EH-008-203
bis / to
EH-008-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse, Kunststoffschaftrrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve, plastic tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-007-103	EH-007-003	
	11.0	EH-007-109	EH-007-009	
	12.5	EH-007-110	EH-007-010	
Automatik Trokarhülse, Kunststoffschaftrrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve, plastic tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-007-203	EH-007-003	
	11.0	EH-007-209	EH-007-009	
	12.5	EH-007-210	EH-007-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindekunststoffschaftrrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve, threaded plastic tube, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-008-103	EH-008-003	
	11.0	EH-008-109	EH-008-009	
	12.5	EH-008-110	EH-008-010	
Automatik Trokarhülse, Gewindekunststoffschaftrrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve, threaded plastic tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-008-203	EH-008-003	
	11.0	EH-008-209	EH-008-009	
	12.5	EH-008-210	EH-008-010	



EH-129-103
bis / to
EH-129-110



EH-129-203
bis / to
EH-129-210



EH-129-403
bis / to
EH-129-410



EH-129-503
bis / to
EH-129-510

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schafftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschafftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-129-103	EH-129-003	Weiß/White	
	11.0	EH-129-109	EH-129-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-111	EH-129-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Kunststoffschafftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, plastic tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-129-203	EH-129-003	Weiß/White	
	11.0	EH-129-209	EH-129-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-211	EH-129-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschafftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with conical trocar</i>	5.5	EH-129-403	EH-129-303	Weiß/White	
	11.0	EH-129-409	EH-129-309	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-411	EH-129-311	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Gewindekunststoffschafftrohr, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with separate opening lever, threaded plastic tube, housing with winded locking, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-129-503	EH-129-303	Weiß/White	
	11.0	EH-129-509	EH-129-309	Blau/Blue	
	13.0	EH-129-511	EH-129-311	Grün/Green	


EH-014-101
 bis / to
EH-014-110

EH-014-201
 bis / to
EH-014-210

EH-015-103
 bis / to
EH-015-110

EH-015-203
 bis / to
EH-015-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth, with conical trocar</i>	3.5	EH-014-101	EH-014-001	
	5.5	EH-014-103	EH-014-003	
	7.0	EH-014-106	EH-014-006	
	8.0	EH-014-107	EH-014-007	
	10.0	EH-014-108	EH-014-008	
	11.0	EH-014-109	EH-014-009	
	12.5	EH-014-110	EH-014-010	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth, with pyramidal trocar</i>	3.5	EH-014-201	EH-014-001	
	5.5	EH-014-203	EH-014-003	
	7.0	EH-014-206	EH-014-006	
	8.0	EH-014-207	EH-014-007	
	10.0	EH-014-208	EH-014-008	
	11.0	EH-014-209	EH-014-009	
	12.5	EH-014-210	EH-014-010	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewinde-metallschaftrohr, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metal tube, with conical trocar</i>	5.5	EH-015-103	EH-015-003	
	11.0	EH-015-109	EH-015-009	
	12.5	EH-015-110	EH-015-010	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewinde-metallschaftrohr, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metal tube, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-015-203	EH-015-003	
	11.0	EH-015-209	EH-015-009	
	12.5	EH-015-210	EH-015-010	



EH-114-103
 bis / to
EH-114-111



EH-114-203
 bis / to
EH-114-211



EH-115-103
 bis / to
EH-115-111



EH-115-203
 bis / to
EH-115-211

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metall- schaftrohr glatt, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth, with conical trocar</i>	5.5	EH-114-103	EH-114-003	Weiß/White	
	11.0	EH-114-109	EH-114-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-111	EH-114-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metall- schaftrohr glatt, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-114-203	EH-114-003	Weiß/White	
	11.0	EH-114-209	EH-114-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-211	EH-114-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewinde- metallschaftrohr, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metal tube, with conical trocar</i>	5.5	EH-115-103	EH-115-003	Weiß/White	
	11.0	EH-115-109	EH-115-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-115-111	EH-115-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewinde- metallschaftrohr, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded metal tube, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-115-203	EH-115-003	Weiß/White	
	11.0	EH-115-209	EH-115-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-115-211	EH-115-011	Grün/Green	



EH-016-103
bis / to
EH-016-110



EH-016-203
bis / to
EH-016-210



EH-017-103
bis / to
EH-017-110



EH-017-203
bis / to
EH-017-210

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schafftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschafftrohr glatt, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with conical trocar</i>	5.5	EH-016-103	EH-016-003	
	11.0	EH-016-109	EH-016-009	
	12.5	EH-016-110	EH-016-010	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschafftrohr glatt, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-016-203	EH-016-003	
	11.0	EH-016-209	EH-016-009	
	12.5	EH-016-210	EH-016-010	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschafttrohr, mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with conical trocar</i>	5.5	EH-017-103	EH-017-003	
	11.0	EH-017-109	EH-017-009	
	12.5	EH-017-110	EH-017-010	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschafttrohr, mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-017-203	EH-017-003	
	11.0	EH-017-209	EH-017-009	
	12.5	EH-017-210	EH-017-010	



EH-116-103
 bis / to
EH-116-111



EH-116-203
 bis / to
EH-116-211



EH-117-103
 bis / to
EH-117-111



EH-117-203
 bis / to
EH-117-211

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schafftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschafftrohr glatt, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with conical trocar	5.5	EH-116-103	EH-116-003	Weiß/White	
	11.0	EH-116-109	EH-116-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-116-111	EH-116-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Kunststoffschafftrohr glatt, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, plastic tube smooth, with pyramidal trocar	5.5	EH-116-203	EH-116-003	Weiß/White	
	11.0	EH-116-209	EH-116-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-116-211	EH-116-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschafttrohr, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with conical trocar	5.5	EH-117-103	EH-117-003	Weiß/White	
	11.0	EH-117-109	EH-117-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-117-111	EH-117-011	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Gewindekunststoffschafttrohr, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with silicone valve, threaded plastic tube, with pyramidal trocar	5.5	EH-117-203	EH-117-003	Weiß/White	
	11.0	EH-117-209	EH-117-009	Blau/Blue	
	13.0	EH-117-211	EH-117-011	Grün/Green	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Metallschaftrohre glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-005-001 bis EH-005-010 EH-009-001 bis EH-009-011 EH-014-001 bis EH-014-010	3.5	EJ-015-001		
	5.5	EJ-015-003		
	11.0	EJ-015-009		
<i>Metal tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-005-001 to EH-005-010 EH-009-001 to EH-009-011 EH-014-001 to EH-014-010	12.5	EJ-015-010		
	13.0	EJ-015-011		
Gewindemetallschaftrohre passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-006-003 bis EH-006-010 EH-015-003 bis EH-015-010 EH-028-003 bis EH-028-010	5.5	EJ-016-003		
	11.0	EJ-016-009		
<i>Threaded metal tubes suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-006-003 to EH-006-010 EH-015-003 to EH-015-010 EH-028-003 to EH-028-010	12.5	EJ-016-010		
Metallschaftrohre glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-001 bis EH-109-011 EH-114-003 bis EH-114-011	3.5	EJ-015-001		
	5.5	EJ-015-023	Weiß/White	
<i>Metal tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-109-001 to EH-109-011 EH-114-003 to EH-114-011	11.0	EJ-015-029	Blau/Blue	
	13.0	EJ-015-031	Grün/Green	
Gewindemetallschaftrohre passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-115-003 bis EH-115-011 EH-128-003 bis EH-128-011	5.5	EJ-016-023	Weiß/White	
	11.0	EJ-016-029	Blau/Blue	
<i>Threaded metal tubes suitable for automatic trocar sleeves:</i> EH-115-003 to EH-115-011 EH-128-003 to EH-128-011	13.0	EJ-016-031	Grün/Green	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Kunststoffschaftrohre glatt passend für Automatiktrokarhülsen: EH-007-003 bis EH-007-010 EH-016-003 bis EH-016-010 EH-029-003 bis EH-029-010	5.5	EJ-017-023		
	11.0	EJ-017-029		
Plastic tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves: EH-007-003 to EH-007-010 EH-016-003 to EH-016-010 EH-029-003 to EH-029-010	12.5	EJ-017-020		
Gewindekunststoffschaftrohre passend für Automatiktrokarhülsen: EH-008-003 bis EH-008-010 EH-017-003 bis EH-017-010 EH-029-303 bis EH-029-310	5.5	EJ-017-003		
	11.0	EJ-017-009		
Threaded plastic tubes suitable for automatic trocar sleeves: EH-008-003 to EH-008-010 EH-017-003 to EH-017-010 EH-029-303 to EH-029-310	12.5	EJ-017-010		
Kunststoffschaftrohre glatt passend für Automatiktrokarhülsen: EH-116-003 bis EH-116-011 EH-129-003 bis EH-129-011	5.5	EJ-017-030	Weiß/White	
	11.0	EJ-017-031	Blau/Blue	
Plastic tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves: EH-116-003 to EH-116-011 EH-129-003 to EH-129-011	13.0	EJ-017-032	Grau/Grey	
Gewindekunststoffschaftrohre passend für Automatiktrokarhülsen: EH-117-003 bis EH-117-011 EH-129-303 bis EH-129-311	5.5	EJ-017-013	Weiß/White	
	11.0	EJ-017-018	Blau/Blue	
Threaded plastic tubes suitable for automatic trocar sleeves: EH-117-003 to EH-117-011 EH-129-303 to EH-129-311	13.0	EJ-017-019	Grau/Grey	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Dichtkappen (10/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-009-001 bis EH-029-303 Sealing caps (10/pack) suitable for automatic trocar sleeves: EH-009-001 to EH-029-303	3.5	EJ-020-001	Rot/Red	
	5.0/5.5	EJ-020-002	Rot/Red	
	7.0	EJ-020-004	Rot/Red	
	8.0	EJ-020-005	Rot/Red	
	10.0/11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
	12.5	EJ-020-007	Grün/Green	
Dichtkappen (10/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-001 bis EH-129-303 Sealing caps (10/pack) suitable for automatic trocar sleeves: EH-109-001 to EH-129-303	5.5	EJ-020-011	Weiß/White	
	11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
	13.0	EJ-020-012	Grün/Green	
Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-005-001 bis EH-029-310 Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars: EH-005-001 to EH-029-310	3.5	EJ-021-001	Schwarz/Black	
	5.0-8.0	EJ-021-002	Grau/Grey	
	10.0-13.0	EJ-021-003	Gelb/Yellow	
Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-109-001 bis EH-129-311 Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars: EH-109-001 to EH-129-311	3.5	EJ-021-001	Schwarz/Black	
	5.5	EJ-021-006	Weiß/White	
	11.0	EJ-021-007	Blau/Blue	
	13.0	EJ-021-008	Grün/Green	
Silikonventile (5/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-014-001 bis EH-117-011 Silicone valves (5/pack) suitable for automatic trocars: EH-014-001 to EH-117-011	3.5-8.0	EJ-023-001		
	10.0-13.0	EJ-023-002		
O-Ringe (10/Pack): O-rings (10/pack):	3.5	EJ-022-001		
	5.0-8.0	EJ-022-002		
	10.0-13.0	EJ-022-003		



EH-009-112
 bis / to
EH-009-113



EH-009-212
 bis / to
EH-009-213

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar	15.0	EH-009-112	EH-009-012	
Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with conical trocar	20.0	EH-009-113	EH-009-013	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar	15.0	EH-009-212	EH-009-012	
Automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, housing with winded locking, with pyramidal trocar	20.0	EH-009-213	EH-009-013	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
Metallschaftrohre glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-009-012 und EH-009-013	15.0	EJ-015-012	
Metal tubes smooth suitable for automatic trocar sleeves: EH-009-012 and EH-009-013	20.0	EJ-015-013	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Dichtkappen (2/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-009-012 und EH-009-013	15.0	EJ-020-008	Grau/Grey	
Sealing caps (2/pack) suitable for automatic trocar sleeves: EH-009-012 and EH-009-013	20.0	EJ-020-009	Grau/Grey	
Innendichtungen (1/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-009-012 und EH-009-013	15.0	EJ-021-004	Grün/Green	
Inner seals (1/pack) suitable for automatic trocars: EH-009-012 and EH-009-013	20.0	EJ-021-005	Blau/Blue	
O-Ringe (10/Pack): O-rings (10/pack):	15.0/20.0	EJ-022-004		



EH-005-118
bis / to
EH-005-120



EH-005-218
bis / to
EH-005-220



EH-009-118
bis / to
EH-009-120



EH-009-218
bis / to
EH-009-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with conical trocar	5.5	EH-005-118	EH-005-018	
	11.0	EH-005-119	EH-005-019	
	12.5	EH-005-120	EH-005-020	
Automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.5	EH-005-218	EH-005-018	
	11.0	EH-005-219	EH-005-019	
	12.5	EH-005-220	EH-005-020	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with conical trocar	5.5	EH-009-118	EH-009-018	
	11.0	EH-009-119	EH-009-019	
	12.5	EH-009-120	EH-009-020	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.5	EH-009-218	EH-009-018	
	11.0	EH-009-219	EH-009-019	
	12.5	EH-009-220	EH-009-020	



EH-014-118
bis / to
EH-014-120



EH-014-218
bis / to
EH-014-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt (150mm), mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with conical trocar</i>	5.5	EH-014-118	EH-014-018	
	11.0	EH-014-119	EH-014-019	
	12.5	EH-014-120	EH-014-020	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metallschaftrohr glatt (150mm), mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-014-218	EH-014-018	
	11.0	EH-014-219	EH-014-019	
	12.5	EH-014-220	EH-014-020	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
Metallschaftrohre (150mm) glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-005-018 bis EH-005-020 EH-009-018 bis EH-009-020 EH-014-018 bis EH-014-020	5.5	EJ-015-015	
	11.0	EJ-015-016	
Metal tubes (150mm) smooth suitable for automatic trocar sleeves: EH-005-018 to EH-005-020 EH-009-018 to EH-009-020 EH-014-018 to EH-014-020	12.5	EJ-015-017	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Dichtkappen (10/Pack) passend für alle Automatik-Trokarhülsen Sealing caps (10/pack) suitable for all automatic trocar sleeves	3.5	EJ-020-001	Rot/Red	
	5.0/5.5	EJ-020-002	Rot/Red	
	7.0	EJ-020-004	Rot/Red	
	8.0	EJ-020-005	Rot/Red	
	10.0/11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
	12.5	EJ-020-007	Grün/Green	
Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-005-018 bis EH-009-020 Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars: EH-005-018 to EH-009-020	3.5	EJ-021-001	Schwarz/Black	
	5.0-8.0	EJ-021-002	Grau/Grey	
	10.0-13.0	EJ-021-003	Gelb/Yellow	
Silikonventile (5/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-014-018 bis EH-014-020 Silicone valves (5/pack) suitable for automatic trocars: EH-014-018 to EH-014-020	3.5-8.0	EJ-023-001		
	10.0-13.0	EJ-023-002		
O-Ringe (10/Pack): O-rings (10/pack):	3.5	EJ-022-001		
	5.0-8.0	EJ-022-002		
	10.0-13.0	EJ-022-003		



EH-109-118
bis / to
EH-109-120



EH-109-218
bis / to
EH-109-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit konischem Trokar Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with conical trocar	5.5	EH-109-118	EH-109-018	Weiß/White	
	11.0	EH-109-119	EH-109-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-120	EH-109-020	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt (150mm), Gehäuse mit Gewindeverschluss, mit dreikant Trokar Automatic trocar sleeve with sepearte opening lever, metal tube smooth (150mm), housing with winded locking, with pyramidal trocar	5.5	EH-109-218	EH-109-018	Weiß/White	
	11.0	EH-109-219	EH-109-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-109-220	EH-109-020	Grün/Green	



EH-114-118
bis / to
EH-114-120



EH-114-218
bis / to
EH-114-220

	Ømm	Set inkl. Trokar Set incl. trocar	Hülse mit Schaftrohr Sleeve with tube	Farbe Colour	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metall-schaftrohr glatt (150mm), mit konischem Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with conical trocar</i>	5.5	EH-114-118	EH-114-018	Weiß/White	
	11.0	EH-114-119	EH-114-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-120	EH-114-020	Grün/Green	
Automatik Trokarhülse mit Silikonventil, Metall-schaftrohr glatt (150mm), mit dreikant Trokar <i>Automatic trocar sleeve with silicone valve, metal tube smooth (150mm), with pyramidal trocar</i>	5.5	EH-114-218	EH-114-018	Weiß/White	
	11.0	EH-114-219	EH-114-019	Blau/Blue	
	13.0	EH-114-220	EH-114-020	Grün/Green	

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
Metallschaftrohre (150mm) glatt passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-018 bis EH-109-020 EH-114-018 bis EH-114-020	5.5	EJ-015-033	
	11.0	EJ-015-039	
	12.5	EJ-015-041	
Metal tubes (150mm) smooth suitable for automatic trocar sleeves: EH-109-018 to EH-109-020 EH-114-018 to EH-114-020			

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Farbe Colour	
Dichtkappen (10/Pack) passend für Automatik-Trokarhülsen: EH-109-018 bis EH-109-020 EH-114-018 bis EH-114-020	5.5	EJ-020-011	Weiß/White	
	11.0	EJ-020-006	Blau/Blue	
	13.0	EJ-020-012	Blau/Blue	
Sealing caps (10/pack) suitable for automatic trocar sleeves: EH-109-018 to EH-109-020 EH-114-018 to EH-114-020				
Innendichtungen (10/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-109-018 bis EH-109-020 EH-114-018 bis EH-114-020	5.5	EJ-021-006	Weiß/White	
	11.0	EJ-021-007	Blau/Blue	
	13.0	EJ-021-008	Grün/Green	
Inner seals (10/pack) suitable for automatic trocars: EH-109-018 to EH-109-020 EH-114-018 to EH-114-020				
Silikonventile (5/Pack) passend für Automatik-Trokare: EH-114-018 bis EH-114-020	3.5-8.0	EJ-023-001		
Silicone valves (5/pack) suitable for automatic trocars: EH-114-018 to EH-114-020	10.0-13.0	EJ-023-002		
	5.5	EJ-022-006		
O-Ringe (10/Pack):	11.0	EJ-022-007		
O-rings (10/pack):	13.0	EJ-022-008		

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	
	5.0	EH-030-002	
	5.5	EH-030-003	
Trokarstop, Länge 35mm, passend für alle Automatik-Trokarhülsen	10.0	EH-030-008	
Trocar stop, length 35mm, suitable for automatic trocar sleeves	11.0	EH-030-009	
	12.5	EH-030-010	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EL-001-001 Bauchdeckenspekulum zur Gallenblasenextraktion
Abdominal speculum for the extraction of the gall bladder



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, dreikant <i>Trocars, pyramidal</i>	3.0	EJ-001-001-1	10.0	EJ-001-008
	3.5	EJ-001-001	11.0	EJ-001-009
	5.0	EJ-001-002	12.5	EJ-001-010
	5.5	EJ-001-003	13.0	EJ-001-011
	7.0	EJ-001-006	15.0	EJ-001-012
	8.0	EJ-001-007	20.0	EJ-001-013
Bariatric-Trokare, 150mm, dreikant <i>Bariatric trocars, 150mm, pyramidal</i>	5.5	EJ-001-018	13.0	EJ-001-017
	11.0	EJ-001-019		
	12.5	EJ-001-019-1		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, konisch <i>Trocars, conical</i>	3.5	EJ-002-001	11.0	EJ-002-009
	5.0	EJ-002-002	12.5	EJ-002-010
	5.5	EJ-002-003	13.0	EJ-002-011
	7.0	EJ-002-006	15.0	EJ-002-012
	8.0	EJ-002-007	20.0	EJ-002-013
	10.0	EJ-002-008		
Bariatric-Trokare, 150mm, konisch <i>Bariatric trocars, 150mm, conical</i>	5.5	EJ-002-018	13.0	EJ-002-017
	11.0	EJ-002-019		
	12.5	EJ-002-019-1		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, stumpf <i>Trocars, blunt</i>	3.5	EJ-011-001	10.0	EJ-011-008
	5.0	EJ-011-002	11.0	EJ-011-009
	5.5	EJ-011-003	12.5	EJ-011-010



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, durchlässig, dreikant (hohlschliff)	5.0	EJ-001-021	11.0	EJ-001-025
	5.5	EJ-001-022	12.5	EJ-001-026
	8.0	EJ-001-023	13.0	EJ-001-020
	10.0	EJ-001-024		
Trocars, leaky, pyramidal (hollow grinded)				
Bariatric-Trokare, 150mm, durchlässig, dreikant (hohlschliff) Bariatric trocars, 150mm, leaky, pyramidal (hollow grinded)	5.5	EJ-001-027	13.0	EJ-001-030
	11.0	EJ-001-028		
	12.5	EJ-001-029		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Trokare, durchlässig, konisch	5.0	EJ-002-021	11.0	EJ-002-025
	5.5	EJ-002-022	12.5	EJ-002-026
	8.0	EJ-002-023	13.0	EJ-002-020
	10.0	EJ-002-024		
Trocars, leaky, conical				
Bariatric-Trokare, 150mm, durchlässig, konisch Bariatric trocars, 150mm, leaky, conical	5.5	EJ-002-027	13.0	EJ-001-030
	11.0	EJ-002-028		
	12.5	EJ-002-029		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Dreikantschliff , mit automatischem Verriegelungsmechanismus	5.0	EH-022-002	11.0	EH-022-009
	5.5	EH-022-003	12.5	EH-022-010
	8.0	EH-022-007	13.0	EH-022-011
	10.0	EH-022-008		
Safety trocars, pyramidal tip , with automatic locking mechanism				
Bariatric-Sicherheitstrokare, 150mm, Dreikantschliff , mit automatischem Verriegelungsmechanismus Bariatric safety trocars, 150mm, pyramidal tip , with automatic locking mechanism	5.5	EH-022-018	13.0	EH-022-021
	11.0	EH-022-019		
	12.5	EH-022-020		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Halbmondschliff , mit automatischem Verriegelungsmechanismus	5.0	EH-023-002	11.0	EH-023-009
	5.5	EH-023-003	12.5	EH-023-010
Safety trocars, half moon tip , with automatic locking mechanism	8.0	EH-023-007	13.0	EH-023-011
	10.0	EH-023-008		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Halbmondschliff	5.0	EH-024-002	10.0	EH-024-008
	5.5	EH-024-003	11.0	EH-024-009
Safety trocars, half moon tip	8.0	EH-024-007	12.5	EH-024-010



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Halbmondschliff , V-förmig	5.0	EH-024-020	10.0	EH-024-023
	5.5	EH-024-021	11.0	EH-024-024
Safety trocars, half moon tip , V-shape	8.0	EH-024-022	12.5	EH-024-025



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokare, Messerform , mit automatischem Verriegelungsmechanismus Safety trocars, knife type , with automatic locking mechanism	5.5	EH-022-033	13.0	EH-022-036
	11.0	EH-022-034		
	12.5	EH-022-035		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Sicherheitstrokar, stumpf Safety trocar, blunt	3.5	EH-025-001



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Reduzierhülsen <i>Reducer sleeves</i>	5.5 > 3.0	EH-032-011	15.0 > 10.0	EH-032-005
	10.0 > 5.5	EH-032-001	15.0 > 5.5	EH-032-006
	11.0 > 5.5	EH-032-002	20.0 > 15.0	EH-032-007
	12.5 > 10.0	EH-032-003	20.0 > 10.0	EH-032-008
	12.5 > 5.5	EH-032-004	20.0 > 5.5	EH-032-009

	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Kunststoffreduzierer <i>Plastic reducer</i>	5.5 > 3.0	EH-032-020



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Kunststoffreduzierer mit Silikonlasche <i>Plastic reducer with silicone latch</i>	10.0 > 5.5	EH-032-031	13.0 > 5.5	EH-032-038
	11.0 > 5.5	EH-032-032	13.0 > 10.0	EH-032-039
	12.5 > 10.0	EH-032-035		
	12.5 > 5.5	EH-032-036		



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Kunststoffreduzierer <i>Plastic reducer</i>	10.0 > 5.5	EH-032-041
	11.0 > 5.5	EH-032-042
	12.5 > 10.0	EH-032-045
	12.5 > 5.5	EH-032-046
	13.0 > 5.5	EH-032-047
	13.0 > 10.0	EH-032-048





**Bestell-Nr.
 Ordering no.**

EH-032-010 Applikator für Endo-Naht, Ø 5.0mm > 4.0mm, Arbeitslänge 180mm
 Applicator for Endo-Ligature, Ø 5.0mm > 4.0mm, working length 180mm



	Ømm Nadel Ømm needle	Arbeitslänge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.
Ø 5mm Injektionskanüle, Nadellänge 20mm Ø 5mm injection needle, length of needle 20mm	0.7	330mm	EH-041-001
	0.7	450mm	EH-041-002
	0.9	330mm	EH-041-003
	0.9	450mm	EH-041-004
	1.2	330mm	EH-041-005
	1.2	450mm	EH-041-006
	1.4	330mm	EH-041-007
	1.4	450mm	EH-041-008
	1.5	330mm	EH-041-009
	1.5	450mm	EH-041-010
	1.8	330mm	EH-041-011
	1.8	450mm	EH-041-012
Ø 2.8mm Injektionskanüle, Nadellänge 20mm Ø 2.8mm injection needle, length of needle 20mm	1.2	330mm	EH-041-025



	Ømm	Arbeitslänge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Arbeitslänge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.
Taststab graduert	5	300mm	EH-042-001	2	330mm	EH-042-011
	5	330mm	EH-042-002	2.8	330mm	EH-042-012
Palpation probe graduated	5	400mm	EH-042-003	2.8	250mm	EH-042-013
	5	450mm	EH-042-004			



	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.	Ømm	Bestell-Nr. Ordering no.
Dilatationsatz	5.0 - 10.0	EH-040-001	10.0 - 15.0	EH-040-005
	5.0 - 11.0	EH-040-002	10.0 - 20.0	EH-040-006
Dilation set	5.0 - 15.0	EH-040-003		
	5.0 - 20.0	EH-040-004		



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-001 Ø 5mm Saug-Spülkanüle mit Schiebeventil, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm suction-irrigation cannula with sliding valve, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-002 Ø 5mm Saug-Spülkanüle mit Schlauchanschluss, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm suction-irrigation cannula with tube connection, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-003 Ø 5mm Saug-Spülkanüle mit LL-Anschluss, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm suction-irrigation cannula with LL-connection, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


EH-035-004 Ø 5mm Saug-Spülkanüle mit LL-Anschluss und Hahn, Sauger graduert, 16 Bohrungen, Arbeitslänge **330mm**
Ø 5mm suction-irrigation cannula with LL-connection and stopcock, tube with 16 drillings, working length **330mm**

EH-035-005 Ø 5mm Saug-Spülkanüle mit LL-Anschluss und Hahn, Sauger graduert, 16 Bohrungen, Arbeitslänge **450mm**
Ø 5mm suction-irrigation cannula with LL-connection and stopcock, tube with 16 drillings, working length **450mm**



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-039-001 Ø 5mm Saug-Spülrohr mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm suction-irrigation tube with 4 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-041	Ø 5mm Saug-Spülkanüle, Trompetenventilausführung, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm suction-irrigation cannula, trumpet valve type, roundhole sucker with 4 drillings, working length 330mm
EH-035-040	Ø 5mm Saug-Spülkanüle mit Laserführung, Trompetenventilausführung, Rundlochsauger mit 4 Bohrungen, AL 330mm Ø 5mm suction-irrigation cannula with laser guide, trumpet valve type, roundhole sucker with 4 drillings, WL 330mm
EH-035-042	Laserführung mit Luer-Lock Verbindung Laser guide with Luer-Lock connection

Bestell-Nr.
Ordering no.

Ø 5mm Saug-Spül Handgriff mit Schiebeventil für Rohre:
EH-035-021 bis EH-035-028

Ø 5mm suction-irrigation handle with sliding valve for tubes:
EH-035-021 to EH-035-028

EH-035-011



Ø 5mm Saug-Spül Handgriff mit Schlauchanschluss für Rohre:
EH-035-021 bis EH-035-028

Ø 5mm suction-irrigation handle with tube connection for tubes:
EH-035-021 to EH-035-028

EH-035-012



Ø 5mm Saug-Spül Handgriff mit Luer-Lock Anschluss für Rohre:
EH-035-021 bis EH-035-028

Ø 5mm suction-irrigation handle with Luer-Lock connection for tubes:
EH-035-021 to EH-035-028

EH-035-013



Bestell-Nr.
Ordering no.

Arbeitslänge
Working length

Ø 5mm Saug-Spülrohr mit 4 Bohrungen
Ø 5mm suction-irrigation tube with 4 drillings

EH-035-021 **330mm**
EH-035-043 **450mm**

Ø 5mm Saug-Spülrohr mit 16 Bohrungen
Ø 5mm suction-irrigation tube with 16 drillings

EH-035-022 **328mm**
EH-035-036 **450mm**



Ø 10mm Saug-Spülrohr mit 32 Bohrungen
Ø 10mm suction-irrigation tube with 32 drillings

EH-035-037 **330mm**

Ø 5mm Saug-Spülrohr, Rundloch-Bienenkorbsauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, roundhole bee hive sucker

EH-035-023 **330mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, stumpfer Bienenkorbsauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, stump bee hive sucker

EH-035-024 **330mm**
EH-035-025 **500mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, Punktionsnadelsauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, puncture needle sucker

EH-035-026 **330mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, Aqua-Dissektionskanüle
Ø 5mm suction-irrigation tube, Aqua dissection cannula

EH-035-027 **330mm**



Ø 5mm Saug-Spülrohr, stumpfer Sauger
Ø 5mm suction-irrigation tube, stump sucker

EH-035-028 **330mm**



	Bestell-Nr. Ordering no.	
Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit großem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sidewise LL-connection	EH-035-017	
Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit großem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss, komplett mit 5 und 10mm Rohrset, AL 330mm Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sidewise LL-connection complete with 5 and 10mm tube set, WL 330mm	EH-035-007	
Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit kleinem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss Ø 10mm suction-irrigation handle with small tube connection and sidewise LL-connection	EH-035-018	
Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit kleinem Schlauchanschluss und seitlichem LL-Anschluss, komplett mit 5 und 10mm Rohrset, AL 330mm Ø 10mm suction-irrigation handle with small tube connection and sidewise LL-connection complete with 5 and 10mm tube set, WL 330mm	EH-035-008	



Bestell-Nr. Ordering no.	
EH-038-033	Ø 3.5mm Saug-Spülrohr mit 8 Bohrungen, für 10mm Saug-Spül Handgriff, Arbeitslänge 240mm Ø 3.5mm suction-irrigation tube with 8 drillings, for 10 mm suction-irrigation handle, working length 240mm



Bestell-Nr. Ordering no.	
EH-035-029	Ø 5mm Saug-Spülrohr, für 10mm Saug-Spül Handgriffe, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm suction-irrigation tube, for 10mm suction-irrigation handle, working length 330mm



Bestell-Nr. Ordering no.	
EH-035-030	Ø 10mm Saug-Spülrohr, für 10mm Saug-Spül Handgriffe, Arbeitslänge 330mm Ø 10mm suction-irrigation tube, for 10mm suction-irrigation handle, working length 330mm
EH-035-030-45	Ø 10mm Saug-Spülrohr, für 10mm Saug-Spül Handgriffe, Arbeitslänge 450mm Ø 10mm suction-irrigation tube, for 10mm suction-irrigation handle, working length 450mm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Saug-Spülhandgriff mit Trompetenventil für adaptierbare Rohre
(M8x1mm)

*Suction-irrigation handle with trumpet valve for adaptable tubes
(M8x1mm)*

EH-036-001



Bestell-Nr.
Ordering no.

Saug-Spül-Pistolenhandgriff mit Schiebeventil für adaptierbare Rohre
(M8x1mm)

*Suction-irrigation pistol handle with sliding valve for adaptable tubes
(M8x1mm)*

EH-036-003





Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-024 Adaptierbares Ø 5mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), Punktionsnadelsauger, Ø Nadel 1.5mm, Arbeitslänge 330mm
Adaptable Ø 5mm suction-irrigation tube (M8x1mm), punction needle sucker, Ø needle 1.5mm, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-011 Adaptierbares Ø 3mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 4 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 3mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 4 holes, working length 340mm



EH-036-021 Adaptierbares Ø 3mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 16 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 3mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 16 holes, working length 340mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-012 Adaptierbares Ø 5mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 4 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 5mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 4 holes, working length 340mm



EH-036-022 Adaptierbares Ø 5mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 16 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 5mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 16 holes, working length 340mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-036-013 Adaptierbares Ø 10mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 4 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 10mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 4 holes, working length 340mm



EH-036-023 Adaptierbares Ø 10mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), 16 Bohrungen, Arbeitslänge 340mm
Adaptable Ø 10mm suction-irrigation tube (M8x1mm), 16 holes, working length 340mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebenventil) mit Schlauchanschlüssen
Suction-irrigation pistol handle (sliding valve) with tube connections

EH-035-019

Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit Pistolenhandgriff (Schiebenventil) mit Schlauchanschlüssen, komplett mit 5 und 10mm Rohr-Set, Arbeitslänge 330mm

EH-035-009

Ø 10mm suction-irrigation cannula with pistol handle (sliding valve) with tube connections, complete with 5 and 10mm tube set, working length 330mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-031 Ø 3mm Saug-Spülrohr, für Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil), Arbeitslänge 330mm
Ø 3mm suction-irrigation tube, for suction-irrigation pistol handle (sliding valve), working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-032 Ø 5mm Saug-Spülrohr, für Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil), Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm suction-irrigation tube, for suction-irrigation pistol handle (sliding valve), working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-033 Ø 10mm Saug-Spülrohr, für Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil), Arbeitslänge 330mm
Ø 10mm suction-irrigation tube, for suction-irrigation pistol handle (sliding valve), working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-060

Saug-Spül-Pistolenhandgriff mit Schlauchanschlüssen und 5mm Instrumentenkanal
 Suction-irrigation pistol handle with tube connections and 5mm instrument channel



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-061

Adaptierbares Ø 10mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), Metall, für 5mm Instrumente
 Adaptable Ø 10mm suction-irrigation tube (M8x1mm), metal, for 5mm instruments



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-035-062

Adaptierbares Ø 10mm Saug-Spülrohr (M8x1mm), Kunststoff, für 5mm Instrumente
 Adaptable Ø 10mm suction-irrigation tube (M8x1mm), plastic, for 5mm instruments

	Bestell-Nr. Ordering no.	
Saug-Spül-Pistolenhandgriff (Schiebeventil) mit Schlauchanschlüssen <i>Suction-irrigation pistol handle (sliding valve) with tube connections</i>	EH-035-019	
Ø 10mm Saug-Spülkanüle mit Pistolenhandgriff (Schiebeventil) mit Schlauchanschlüssen, komplett mit 5 und 10mm Rohr-Set, Arbeitslänge 330mm <i>Ø 10mm suction-irrigation cannula with pistol handle (sliding valve) with tube connections, complete with 5 and 10mm tube set, working length 330mm</i>	EH-035-009	

	Bestell-Nr. Ordering no.	
Elektrodenadapter für Saug-Spül-Pistolenhandgriff <i>Adapter for electrodes for suction-irrigation pistol handle</i>	EE-004-000	



Bestell-Nr. Ordering no.		
EE-004-006	Ø 5.0mm austauschbare Knopfelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable button electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-003	Ø 5.0mm austauschbare J-Hakenelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable J-hook electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-002	Ø 5.0mm austauschbare 90° Hakenelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable 90° hook electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-005	Ø 5.0mm austauschbare Spatenelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable spatula electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	
EE-004-001	Ø 5.0mm austauschbare Nadelelektrode für Saug-Spül-Pistolenhandgriff, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable needle electrode for suction-irrigation pistol handle, 330mm</i>	

	Bestell-Nr. Ordering no.	
Trumpetenventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden <i>Trumpet valve with electrode adapter for exchangeable electrodes</i>	EE-004-021	
Saug-Spül Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden <i>Suction-irrigation slide valve with electrode adapter for exchangeable electrodes</i>	EE-004-022	
Pistolenhandgriff mit Schiebeventil mit Elektrodenadapter für austauschbare Elektroden <i>Pistol handle with sliding valve with electrode adaptor for exchangeable electrodes</i>	EE-004-025	



Bestell-Nr. Ordering no.		
EE-004-006	Ø 5.0mm austauschbare Knopfelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable button electrode for handles with adapter, 330mm</i>	
EE-004-003	Ø 5.0mm austauschbare J-Hakenelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable J-hook electrode for handles with adapter, 330mm</i>	
EE-004-002	Ø 5.0mm austauschbare 90° Hakenelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable 90° hook electrode for handles with adapter, 330mm</i>	
EE-004-005	Ø 5.0mm austauschbare Spatenelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable spatula electrode electrode for handles with adapter, 330mm</i>	
EE-004-001	Ø 5.0mm austauschbare Nadelelektrode für Handgriffe mit Adapter, 330mm <i>Ø 5.0mm exchangeable needle electrode for handles with adapter, 330mm</i>	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-001-006	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 330mm	
EE-001-016	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode, 450mm	
EE-001-003	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 330mm	
EE-001-013	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode, 450mm	
EE-001-002	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode, 330mm	
EE-001-012	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode, 450mm	
EE-001-005	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 330mm	
EE-001-015	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode, 450mm	
EE-001-001	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 330mm	
EE-001-011	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode, 450mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-001-026	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-036	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-023	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-033	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-022	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-032	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-025	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-035	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	
EE-001-021	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 330mm	
EE-001-031	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Luer-Lock Adapter, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with Luer-Lock adapter, 450mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-001-046	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-056	Ø 5.0mm monopolare Knopfelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar button electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-043	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-053	Ø 5.0mm monopolare J-Hakenelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar J-hook electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-042	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-052	Ø 5.0mm monopolare 90° Hakenelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar 90° hook electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-045	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-055	Ø 5.0mm monopolare Spatelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar spatula electrode with trumpet valve, 450mm	
EE-001-041	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 330mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 330mm	
EE-001-051	Ø 5.0mm monopolare Nadelelektrode mit Trompetenventil, 450mm Ø 5.0mm monopolar needle electrode with trumpet valve, 450mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-002-000	Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 320mm <i>Electrode handle with sheath for changeable electrode tips, 320mm</i>
EE-002-010	Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 400mm <i>Electrode handle with sheath for changeable electrode tips, 400mm</i>
EE-002-011	Elektrodengriff mit Schaft für auswechselbare Elektrodenspitzen, 450mm <i>Electrode handle with sheath for changeable electrode tips, 450mm</i>

Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-002-001	Elektrodenspitze J-Haken <i>Electrode tip J-hook</i>	
EE-002-002	Elektrodenspitze 90° Haken <i>Electrode tip 90° hook</i>	
EE-002-003	Elektrodenspitze Spatel <i>Electrode tip spatula</i>	
EE-002-004	Elektrodenspitze Nadel <i>Electrode tip needle</i>	
EE-002-005	Elektrodenspitze Kugel <i>Electrode tip ball</i>	
EE-002-006	Elektrodenspitze Messer <i>Electrode tip knife</i>	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-005-006	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Knopfelektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic button electrode, 360mm	
EE-005-005	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Spatелеlektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic spatula electrode, 360mm	
EE-005-003	Ø 5.0mm monopolare Keramik-J-Hakenlektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic J-hook electrode, 360mm	
EE-005-002	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Hakenlektrode 90°, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic hook electrode 90°, 360mm	
EE-005-001	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Nadelelektrode, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic needle electrode, 360mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EE-005-026	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Knopfelektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic button electrode with LL adapter, 360mm	
EE-005-025	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Spatелеlektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic spatula electrode with LL adapter, 360mm	
EE-005-023	Ø 5.0mm monopolare Keramik-J-Hakenlektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic J-hook electrode with LL adapter, 360mm	
EE-005-022	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Hakenlektrode 90° mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic hook electrode 90° with LL adapter, 360mm	
EE-005-021	Ø 5.0mm monopolare Keramik-Nadelelektrode mit LL-Adapter, 360mm Ø 5.0mm monopolar ceramic needle electrode with LL adapter, 360mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EC-001-003	Ø 5mm isolierter Schaft für modulares System, 330mm Ø 5mm insulated shaft for modular system, 330mm
EC-001-005	Ø 5mm isolierter Schaft für modulares System, 450mm Ø 5mm insulated shaft for modular system, 450mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EC-001-004	Ø 10mm isolierter Schaft für modulares System, 330mm Ø 10mm insulated shaft for modular system, 330mm
EC-001-006	Ø 10mm isolierter Schaft für modulares System, 450mm Ø 10mm insulated shaft for modular system, 450mm

Hinweis: Alle Instrumenteneinsätze und Schäfte können mit den nachfolgenden Griffen kombiniert werden.
 Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instrument inserts and sheaths can be combined with the following handles.
 Please kindly contact us.



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EC-001-001

STEMA ergonomischer Laparoskopie
Handgriff mit HF-Anschluss
*STEMA ergonomic laparoscopic handle
with HF-connection*



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ED-001-001

STEMA ergonomischer Laparoskopie
Handgriff mit Sperre
*STEMA ergonomic laparoscopic handle
with ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EC-001-002

Standard Laparoskopie Handgriff mit
HF-Anschluss, isoliert, ohne Sperre
*Standard laparoscopic handle with
HF-connection, insulated, without ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-005

Standard Laparoskopie Handgriff mit
HF-Anschluss, isoliert, mit Sperre
*Standard laparoscopic handle with
HF-connection, insulated, with ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-003

Standard Laparoskopie Handgriff, nicht
isoliert, ohne Sperre
*Standard laparoscopic handle, not
insulated, without ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-002

Standard Laparoskopie Handgriff, nicht
isoliert, mit Sperre
*Standard laparoscopic handle, not
insulated, with ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-006

Standard Laparoskopie Handgriff,
isoliert, mit französischer Sperre
*Standard laparoscopic handle,
insulated, with french ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-009

STEMA ergonomischer Laparoskopie
Handgriff mit französischer Sperre
*STEMA ergonomic laparoscopic
handle with french ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-004

Standard Laparoskopie Handgriff mit
Feder, nicht isoliert
*Standard laparoscopic handle with
spring, not insulated*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-007

Axialer Ringgriff für modulares System,
mit Sperre
*Axial ring handle used for modular
system, with ratchet*

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-041	EC-005-042		Schere , gerade, doppelbeweglich Scissors , straight, double action	EC-005-043	EC-005-044
EC-005-371	EC-005-372		Schere , gerade, gezahnt, doppelbeweglich Scissors , straight, serrated, double action	EC-005-373	EC-005-374
EC-005-021	EC-005-022		Peritonealschere , gezahnt, einfachbeweglich Peritoneal scissors , serrated, single action	EC-005-023	EC-005-024
EC-005-031	EC-005-032		Hakenschere , einfachbeweglich Hook scissors , single action	EC-005-033	EC-005-034
EC-005-051	EC-005-052		Mikroschere , gerade, einfachweglich Micro scissors , straight, single action	EC-005-053	EC-005-054
EC-005-351	EC-005-352		Mikroschere , gebogen, sehr fein, einfachweglich Micro scissors , curved, very delicate, double action	EC-005-353	EC-005-354
EC-005-001	EC-005-002		Metzenbaumschere , gebogen, kurz, doppelbeweglich Metzenbaum scissors , curved, short, double action	EC-005-003	EC-005-004
EC-005-011	EC-005-012		Metzenbaumschere , gebogen, lang, doppelbeweglich Metzenbaum scissors , curved, long, double action	EC-005-013	EC-005-014
EC-005-061	EC-005-062		Metzenbaumschere , gebogen, gezahnt, doppelbeweglich Metzenbaum scissors , curved, serrated, double action	EC-005-063	EC-005-064
EC-005-311	EC-005-312		Mini-Metzenbaumschere , gebogen, 5 auf 4mm, doppelbeweglich Mini-Metzenbaum scissors , curved, 5 to 4mm, double action	EC-005-313	EC-005-314

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-111	EC-005-112		Präparier- und Faßzange, gefenstert, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, fenestrated, double action	EC-005-113	EC-005-114
EC-005-391	EC-005-392		Präparier- und Faßzange, gefenstert, 25mm lang, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, fenestrated, 25mm long, double action	EC-005-393	EC-005-394
EC-005-151	EC-005-152		Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-153	EC-005-154
EC-005-161	EC-005-162		Präparier- und Faßzange, stumpf, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, blunt, double action	EC-005-163	EC-005-164
EC-005-211	EC-005-212		Präparier- und Faßzange, stumpf mit Löffel, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, blunt with spoon, double action	EC-005-213	EC-005-214
EC-005-171	EC-005-172		Mixer Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich Mixer dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-173	EC-005-174
EC-005-361	EC-005-362		Mixer Präparier- und Faßzange, lang und dünn, doppelbeweglich Mixer dissecting and grasping forceps, long and thin, double action	EC-005-363	EC-005-364
EC-005-421	EC-005-422		90° Mixer Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich 90° Mixer dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-423	EC-005-424

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-181	EC-005-182		Kelly Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich Kelly dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-183	EC-005-184
EC-005-431	EC-005-432		Präparier- und Faßzange , atraumatisch, gefenestert, gebogen, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps , atraumatic, fenestrated, curved, double action	EC-005-433	EC-005-434
EC-005-121	EC-005-122		Maryland Dissektionszange, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, double action	EC-005-123	EC-005-124
EC-005-411	EC-005-412		Maryland Dissektionszange, kurz, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, short, double action	EC-005-413	EC-005-414
EC-005-271	EC-005-272		Maryland Dissektionszange, kreuzgezahnt, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, cross serrated, double action	EC-005-273	EC-005-274
EC-005-131	EC-005-132		Dolphin Dissektionszange, doppelbeweglich Dolphin dissecting forceps, double action	EC-005-133	EC-005-134
EC-005-141	EC-005-142		Dolphin Dissektionszange, lang, doppelbeweglich Dolphin dissecting forceps, long, double action	EC-005-143	EC-005-144

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-231	EC-005-232		Slim Dissektionszange, einfachbeweglich Slim dissecting forceps, single action	EC-005-233	EC-005-234
EC-005-241	EC-005-242		Dissektionszange , spitz mit Löffel, doppelbeweglich Dissecting forceps , pointed with spoon, double action	EC-005-243	EC-005-244
EC-005-301	EC-005-302		Reddick-Olsen Dissektionszange, doppelbeweglich Reddick-Olsen dissecting forceps, double action	EC-005-303	EC-005-304
EC-005-321	EC-005-322		Dissektionszange , gezahnt, stark gebogen, einfachbeweglich Dissecting forceps , serrated, strong curved, single action	EC-005-323	EC-005-324
EC-005-331	EC-005-332		Dissektionszange , fein gezahnt, gerade, einfachbeweglich Dissecting forceps , fine serrated, straight, single action	EC-005-333	EC-005-334
EC-005-341	EC-005-342		Dissektionszange , fein gezahnt, leicht gebogen, einfachbeweglich Dissecting forceps , fine serrated, slightly curved, single action	EC-005-343	EC-005-344

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-191	EC-005-192		Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich Spoon biopsy forceps, double action	EC-005-193	EC-005-194
EC-005-201	EC-005-202		Löffel Probeexzisionszange, mit Dorn, doppelbeweglich Spoon biopsy forceps, with spike, double action	EC-005-203	EC-005-204
EC-005-251	EC-005-252		Löffel Probeexzisionszange, einfachbeweglich Spoon biopsy forceps, single action	EC-005-253	EC-005-254
EC-005-261	EC-005-262		Löffel Probeexzisionszange, mit Dorn, einfachbeweglich Spoon biopsy forceps, with spike, single action	EC-005-263	EC-005-264
EC-005-221	EC-005-222		Blakesly Probeexzisionszange, einfachbeweglich Blakesly biopsy forceps, single action	EC-005-223	EC-005-224
EC-005-401	EC-005-402		Mikrobiopsielöffel , einfachbeweglich Micro biopsy forceps , single action	EC-005-403	EC-005-404


5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
ED-005-011	ED-005-012		Fundus Fasszange, doppelbeweglich Fundus grasping forceps, double action	ED-005-013	ED-005-014
ED-005-021	ED-005-022		Cobra Fasszange, 2 x 4 Zähne, doppelbeweglich Cobra grasping forceps, 2 x 4 teeth, double action	ED-005-023	ED-005-024
ED-005-041	ED-005-042		Endo-Clinch Fasszange, gefenestert, doppelbeweglich Endo-Clinch grasping forceps, fenestrated, double action	ED-005-043	ED-005-044
ED-005-051	ED-005-052		Babcock Fasszange, doppelbeweglich Babcock grasping forceps, double action	ED-005-053	ED-005-054
ED-005-371	ED-005-372		Babcock Fasszange, kurz, doppelbeweglich Babcock grasping forceps, short, double action	ED-005-373	ED-005-374
ED-005-081	ED-005-082		DeBakey Fasszange, doppelbeweglich DeBakey grasping forceps, double action	ED-005-083	ED-005-084
ED-005-331	ED-005-332		DeBakey-Maryland atraumatische Fasszange, doppelbeweglich DeBakey-Maryland atraumatic grasping forceps, double action	ED-005-333	ED-005-334
ED-005-101	ED-005-102		Allis Fasszange, doppelbeweglich Allis grasping forceps, double action	ED-005-103	ED-005-104
ED-005-361	ED-005-362		Allis Fasszange, atraumatisch, 3 x 4 Zähne, doppelbeweglich Allis grasping forceps, atraumatic, 3 x 4 teeth, double action	ED-005-363	ED-005-364
ED-005-191	ED-005-192		Allis Fasszange, einfachbeweglich Allis grasping forceps, single action	ED-005-193	ED-005-194

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
ED-005-031	ED-005-032		Alligator Fass- und Probe- exzisionszange, doppelbeweglich Alligator grasping and biopsy forceps, double action	ED-005-033	ED-005-034
ED-005-201	ED-005-202		Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	ED-005-203	ED-005-204
ED-005-381	ED-005-382		Alligator Fasszange, einfachbeweglich Alligator grasping forceps, single action	ED-005-383	ED-005-384
ED-005-311	ED-005-312		Duckbill Fasszange, kurz, gefenstert, einfachbeweglich Duckbill grasping forceps, short, fenestrated, single action	ED-005-313	ED-005-314
ED-005-171	ED-005-172		Duckbill Fasszange, 22mm, gefenstert, einfachbeweglich Duckbill grasping forceps, 22mm, fenestrated, single action	ED-005-173	ED-005-174
ED-005-321	ED-005-322		Duckbill Fasszange, 38mm, gefenstert, einfachbeweglich Duckbill grasping forceps, 38mm, fenestrated, single action	ED-005-323	ED-005-324
ED-005-431	ED-005-432		Bowel Fasszange, gefenstert, doppelbeweglich Bowel grasping forceps, fenestrated, double action	ED-005-433	ED-005-434
ED-005-061	ED-005-062		Wave Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich Wave grasping forceps, atraumatic, double action	ED-005-063	ED-005-064
ED-005-181	ED-005-182		Wave Fasszange, atraumatisch, einfachbeweglich Wave grasping forceps, atraumatic, single action	ED-005-183	ED-005-184

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
ED-005-351	ED-005-352		Glassmann Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich Glassmann grasping forceps, atraumatic, double action	ED-005-353	ED-005-354
ED-005-071	ED-005-072		Slim Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich Slim grasping forceps, atraumatic, double action	ED-005-073	ED-005-074
ED-005-421	ED-005-422		Tenaculum Fasszange, doppelbeweglich Tenaculum grasping forceps, double action	ED-005-423	ED-005-424
ED-005-211	ED-005-212		Fasszange , 1x2 Zähne, doppelbeweglich Grasping forceps , 1x2 teeth, double action	ED-005-213	ED-005-214
ED-005-281	ED-005-282		Fasszange , gewellt, 2x3 Zähne, einfachbeweglich Grasping forceps , waved, 2x3 teeth, single action	ED-005-283	ED-005-284
ED-005-341	ED-005-342		Fasszange , scharf, atraumatisch, einfachbeweglich Grasping forceps , sharp, atraumatic, single action	ED-005-343	ED-005-344
ED-005-161	ED-005-162		Krallengreifer , einfachbeweglich Claw forceps , single action	ED-005-163	EC-005-164
ED-005-391	ED-005-392		Krallengreifer , doppelbeweglich Claw forceps , double action	ED-005-393	ED-005-394

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
ED-005-091	ED-005-092		Bowel Darmfasszange, doppelbeweglich Bowel intestinal grasping forceps, double action	ED-005-093	ED-005-094
ED-005-111	ED-005-112		Bowel Darmfasszange, doppelbeweglich Bowel intestinal grasping forceps, double action	ED-005-113	ED-005-114
ED-005-151	ED-005-152		Dorsey Darmfasszange, doppelbeweglich Dorsey intestinal grasping forceps, double action	ED-005-153	ED-005-154
ED-005-401	ED-005-402		Satinsky Klemme, 38mm, atraumatisch, einfachbeweglich Satinsky clamp, 38mm, atraumatic, single action	ED-005-403	ED-005-404
ED-005-411	ED-005-412		Satinsky Klemme, 60mm, atraumatisch einfachbeweglich Satinsky clamp, 60mm, atraumatic, single action	ED-005-413	ED-005-414
ED-005-261	ED-005-262		Punch durchschneidend, einfachbeweglich Punch cutting through, single action	ED-005-263	ED-005-264
ED-005-451	ED-005-452		Punch durchschneidend, hakenförmig, einfachbeweglich Punch cutting through, hook shape, single action	ED-005-453	ED-005-454

10mm Einsatz allein Insert only			10mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-010-011	EC-010-012		Schere, gebogen, doppelbeweglich Scissors, curved, double action	EC-010-013	EC-010-014
EC-010-021	EC-010-022		Schere, gerade, einfachbeweglich Scissors, straight, single action	EC-010-023	EC-010-024

10mm Einsatz allein Insert only			10mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-010-171	EC-010-172		Mixer Präparier- und Fasszange, doppelbeweglich Mixer dissecting and grasping forceps, double action	EC-010-173	EC-010-174
EC-010-201	EC-010-202		Mixer Präparier- und Fasszange, 45° gewinkelt, doppelbeweglich Mixer dissecting and grasping forceps, 45° angled, double action	EC-010-203	EC-010-204
EC-010-121	EC-010-122		Maryland Dissektionszange, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, double action	EC-010-123	EC-010-124
EC-010-211	EC-010-212		Maryland Dissektionszange, kreuzgezahnt, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, cross serrated, double action	EC-010-213	EC-010-214
EC-010-141	EC-010-142		Dolphin Dissektionszange, lang, doppelbeweglich Dolphin dissecting forceps, long, double action	EC-010-143	EC-010-144
EC-010-191	EC-010-192		Löffel Probeexzisionszange, einfachbeweglich Spoon biopsy forceps, single action	EC-010-193	EC-010-194

10mm Einsatz allein Insert only			10mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
ED-010-051	ED-010-052		Babcock Fasszange, doppelbeweglich Babcock grasping forceps, double action	ED-010-053	ED-010-054
ED-010-301	ED-010-302		Babcock Fasszange, federnd, flexibel, doppelbeweglich Babcock grasping forceps, spring tension, flexible, double action	ED-010-303	ED-010-304
ED-010-081	ED-010-082		DeBakey Fasszange, doppelbeweglich DeBakey grasping forceps, double action	ED-010-083	ED-010-084
ED-010-341	ED-010-342		DeBakey Fasszange, 60mm, doppelbeweglich DeBakey grasping forceps, 60mm, double action	ED-010-343	ED-010-344
ED-010-361	ED-010-362		Satinsky Klemme, 38mm, atraumatisch einfachbeweglich Satinsky clamp, 38mm, atraumatic, single action	ED-010-363	ED-010-364
ED-010-231	ED-010-232		Johann Fasszange, gefenestert, einfachbeweglich Johann grasping forceps, fenestrated, single action	ED-010-233	ED-010-234
ED-010-241	ED-010-242		Pennington Fasszange, doppelbeweglich Pennington grasping forceps, double action	ED-010-243	ED-010-244
ED-010-251	ED-010-252		Duval Fasszange, doppelbeweglich Duval grasping forceps, double action	ED-010-253	ED-010-254
ED-010-311	ED-010-312		Kocher Fasszange, axiale Zahnung, 40mm Maullänge, doppelbeweglich Kocher grasping forceps, axial serration, 40mm tip length, double action	ED-010-313	ED-010-314
ED-010-321	ED-010-322		Kocher Fasszange, axiale Zahnung, 60mm Maullänge, doppelbeweglich Kocher grasping forceps, axial serration, 60mm tip length, double action	ED-010-323	ED-010-324

10mm Einsatz allein Insert only			10mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
ED-010-331	ED-010-332		Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	ED-010-333	ED-010-334
ED-010-221	ED-010-222		Tenaculum Fasszange, doppelbeweglich Tenaculum grasping forceps, double action	ED-010-223	ED-010-224
ED-010-351	ED-010-352		Anvil Fasszange, doppelbeweglich Anvil grasping forceps, double action	ED-010-353	ED-010-354
ED-010-161	ED-010-162		Krallengreifer , doppelbeweglich Claw grasping forceps, double action	ED-010-163	ED-010-164
ED-010-261	ED-010-262		Krallengreifer , einfachbeweglich Claw grasping forceps, single action	ED-010-263	ED-010-264
ED-010-011	ED-010-012		Fasszange , doppelbeweglich Grasping forceps , double action	ED-010-013	ED-010-014
ED-010-281	ED-010-282		Fasszange , atraumatisch, gebogen, doppelbeweglich Grasping forceps , atraumatic, curved, double action	ED-010-283	ED-010-284
ED-010-291	ED-010-292		Fasszange , atraumatisch, gerade, doppelbeweglich Grasping forceps , atraumatic, straight, double action	ED-010-293	ED-010-294
ED-010-101	ED-010-102		Allis Fasszange, doppelbeweglich Allis grasping forceps, double action	ED-010-103	ED-010-104



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-010-053-A

Ø 10mm Babcock Faßzange, doppelbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
 Ø 10mm Babcock grasping forceps, double action, handle with tension spring, 330mm



ED-010-083-A

Ø 10mm DeBakey Faßzange, doppelbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
 Ø 10mm DeBakey grasping forceps, double action, handle with tension spring, 330mm



ED-010-103-A

Ø 10mm Allis Faßzange, doppelbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
 Ø 10mm Allis grasping forceps, double action, handle with tension spring, 330mm



ED-010-263-A

Ø 10mm Krallengreifer, einfachbeweglich, Griff mit Zugfeder, 330mm
 Ø 10mm claw grasping forceps, single action, handle with tension spring, 330mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-020-005

Ø 5mm atraumatische Faßzange, WAVE Style, einfachbeweglich, rotierend mit Spülung,
Griff mit Schiebersperre, 330mm
Ø 5mm atraumatic grasping forceps, WAVE style, single action, rotating with flushing port,
handle with sliding ratchet, 330mm



ED-020-007

Ø 5mm gewellte Faßzange, gezahnt, einfachbeweglich, rotierend mit Spülung,
Griff mit Schiebersperre, 330mm
Ø 5mm waved grasping forceps, toothed, single action, rotating with flushing port,
handle with sliding ratchet, 330mm



ED-020-009

Ø 5mm atraumatische Faßzange, WAVE Style, doppelbeweglich, rotierend mit Spülung,
Griff mit Schiebersperre, 330mm
Ø 5mm atraumatic grasping forceps, WAVE style, double action, rotating with flushing port,
handle with sliding ratchet, 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-020-006

Ø 5mm atraumatische Faßzange, WAVE Style, einfachbeweglich, Griff mit Schiebersperre, 330mm
Ø 5mm atraumatic grasping forceps, WAVE style, single action, handle with sliding ratchet, 330mm



ED-020-008

Ø 5mm gewellte Faßzange, gezahnt, einfachbeweglich, Griff mit Schiebersperre, 330mm
Ø 5mm waved grasping forceps, toothed, single action, handle with sliding ratchet, 330mm





**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ED-030-001 Ø 5mm T-förmige Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm T-shaped grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-002 Ø 5mm Eileiter Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm tube grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-003 Ø 5mm Mause Zahn Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm rat tooth grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-004 Ø 5mm Darmfasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm bowel grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-005 Ø 5mm Fasszange, rund, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm grasping forceps, round, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-006 Ø 5mm atraumatische Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm atraumatic grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-007 Ø 5mm Fasszange 1x2 Zähne, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm grasping forceps 1x2 teeth, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-008 Ø 5mm atraumatische Fasszange, gefenestert, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm atraumatic grasping forceps, fenestrated, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-009 Ø 5mm Gewebefasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm tissue grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-010 Ø 5mm atraumatische Fasszange, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm bowel grasping forceps, U-spring handle, working length 330mm



ED-030-011 Ø 5mm atraumatische Fasszange, lang, Federgriff, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm bowel grasping forceps, long, U-spring handle, working length 330mm





Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-003-001	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-001-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-011	Ø 3mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-002	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-002-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-012	Ø 3mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-003	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm	
EG-003-003-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 450mm	
EG-003-013	Ø 3mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 280mm	
EG-003-004	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 330mm	
EG-003-004-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 450mm	
EG-003-005	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, verjüngte Spitze, AL 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, tapered tip, WL 330mm	
EG-003-005-45	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, verjüngte Spitze, AL 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, tapered tip, WL 450mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-051	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm
EG-003-055	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, TC-insert, working length 450mm
EG-003-052	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm
EG-003-056	Ø 5mm axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 450mm
EG-003-053	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm
EG-003-057	Ø 5mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 450mm
EG-003-054	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamon coated, WL 330mm
EG-003-058	Ø 5mm axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm axial needleholder, straight, selfadjusting, diamon coated, WL 450mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-042	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm
EG-003-049	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, TC-insert, working length 450mm
EG-003-048	Ø 3mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm angled axial needleholder, straight, TC-insert, working length 330mm
EG-003-043	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm
EG-003-050	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 450mm
EG-003-046	Ø 3mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert, working length 330mm
EG-003-044	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm
EG-003-059	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 450mm
EG-003-047	Ø 3mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert, working length 330mm
EG-003-045	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, selbstjust., diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 330mm
EG-003-045-1	Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, selbstjust., diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm angled axial needleholder, straight, selfadjusting, diamond coated, WL 450mm





Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-003-075	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-081	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 450mm	
EG-003-087	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-088	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-076	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-082	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 450mm	
EG-003-089	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-090	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-077	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-083	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 450mm	
EG-003-091	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-092	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-078	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, Flamingo type, working length 330mm	
EG-003-084	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, Flamingo type, working length 450mm	
EG-003-079	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 330mm	
EG-003-085	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 450mm	
EG-003-080	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, serrated, working length 330mm	
EG-003-086	Ø 5mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, serrated, working length 450mm	

Hinweis: Auch als modulares System, 2- sowie 3-teilig, verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: Also available as modular system, 2 as well as 3 parts. Please kindly contact us.



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-093	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-099	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 450mm	
EG-003-124	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-125	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-094	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-100	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 450mm	
EG-003-126	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-127	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-095	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-120	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 450mm	
EG-003-128	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-129	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	
EG-003-096	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, Flamingo type, working length 330mm	
EG-003-121	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, Flamingo-Style, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, Flamingo type, working length 450mm	
EG-003-097	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 330mm	
EG-003-122	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, 1x2 Zähne, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, 1x2 teeth, working length 450mm	
EG-003-098	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, serrated, working length 330mm	
EG-003-123	Ø 5mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, gerieft, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, serrated, working length 450mm	



Hinweis: Auch als modulares System, 2- sowie 3-teilig, verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: Also available as modular system, 2 as well as 3 parts. Please kindly contact us.



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-021	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 330mm
EG-003-021-45	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 450mm
EG-003-031	Ø 3mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 280mm
EG-003-022	Ø 5mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 330mm
EG-003-022-45	Ø 5mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 450mm
EG-003-032	Ø 3mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 280mm
EG-003-023	Ø 5mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 330mm
EG-003-023-45	Ø 5mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm Ø 5mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 450mm
EG-003-034	Ø 3mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm Ø 3mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 280mm
EG-003-024	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, Ringgriff, diamantbeschichtet, AL 330mm Ø 5mm needleholder, straight, selfadjusting, ring handle, diamond coated, WL 330mm
EG-003-024-45	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, Ringgriff, diamantbeschichtet, AL 450mm Ø 5mm needleholder, straight, selfadjusting, ring handle, diamond coated, WL 450mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-150

STEMA Axialgriff mit Sperre für zerlegbare Nadelhalter
 STEMA Axial handle with ratchet for detachable needleholders

5mm Einsatz mit Schaft Insert with sheath			5mm Instrument komplett Instrument complete		
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EG-003-151	EG-003-155		Axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, TC-insert	EG-003-161	EG-003-165
EG-003-152	EG-003-156		Axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved left, TC-insert	EG-003-162	EG-003-166
EG-003-153	EG-003-157		Axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved right, TC-insert	EG-003-163	EG-003-167
EG-003-154	EG-003-158		Axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend Axial needle holder, straight, selfadjusting	EG-003-164	EG-003-168
EG-003-197	EG-003-199		Axialer Nadelhalter, gerade, 1x2 Zähne, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, 1x2 teeth, TC-insert	EG-003-201	EG-003-203
EG-003-198	EG-003-200		Axialer Nadelhalter, gerade, gerieft Axial needle holder, straight, serrated	EG-003-202	EG-003-204

Hinweis: Alle Einzelkomponenten können auch separat geordert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: All single components can also be ordered separately. Please kindly contact us.



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-150

STEMA Axialgriff mit Sperre für zerlegbare Nadelhalter
STEMA Axial handle with ratchet for detachable needleholders



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-170

Ø 5mm Metallschaft für zerlegbare Nadelhalter, 330mm
Ø 5mm insulated shaft for detachable needleholders, 330mm

EG-003-171

Ø 5mm Metallschaft für zerlegbare Nadelhalter, 450mm
Ø 5mm insulated shaft for detachable needleholders, 450mm

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EG-003-172	EG-003-176		Axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, TC-insert	EG-003-181	EG-003-185
EG-003-173	EG-003-177		Axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved left, TC-insert	EG-003-182	EG-003-186
EG-003-174	EG-003-178		Axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz Axial needle holder, curved right, TC-insert	EG-003-183	EG-003-187
EG-003-175	EG-003-179		Axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend Axial needle holder, straight, selfadjusting	EG-003-184	EG-003-188
EG-003-189	EG-003-191		Axialer Nadelhalter, gerade, 1x2 Zähne, TC-Einsatz Axial needle holder, straight, 1x2 teeth, TC-insert	EG-003-193	EG-003-195
EG-003-190	EG-003-192		Axialer Nadelhalter, gerade, gerieft Axial needle holder, straight, serrated	EG-003-194	EG-003-196



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-066

Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, TC-Einsatz,
Arbeitslänge 330mm, **zerlegbar** (modular)
Ø 5mm angled axial needleholder, straight, TC-insert,
working length 330mm, **detachable** (modular)



EG-003-067

Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, links gebogen, TC-Einsatz,
Arbeitslänge 330mm, **zerlegbar** (modular)
Ø 5mm angled axial needleholder, curved left, TC-insert,
working length 330mm, **detachable** (modular)



EG-003-068

Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, rechts gebogen, TC-Einsatz,
Arbeitslänge 330mm, **zerlegbar** (modular)
Ø 5mm angled axial needleholder, curved right, TC-insert,
working length 330mm, **detachable** (modular)



EG-003-069

Ø 5mm gewinkelter axialer Nadelhalter, gerade, selbstjustierend,
diamantbeschichtet, Arbeitslänge 330mm, **zerlegbar** (modular)
Ø 5mm angled axial needleholder, straight, selfadjusting,
diamond coated, working length 330mm, **detachable** (modular)




Hinweis: Alle Einzelkomponenten können auch separat geordert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: All single components can also be ordered separately. Please kindly contact us.



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-101	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)	
EG-003-102	Ø 5mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)	
EG-003-103	Ø 5mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)	
EG-003-104	Ø 5mm Nadelhalter, gerade, selbstjustierend, Ringgriff, diamantbeschichtet, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm needleholder, straight, self adjusting, ring handle, diamond coated, working length 330mm, detachable (modular)	
EG-003-041	Ø 5mm Assistent-Nadelhalter, aufgebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm assistant needleholder, curved upwards, ring handle, TC-insert, working length 330mm, detachable (modular)	
EG-003-169	Ø 5mm Assistent-Nadelhalter, aufgebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 450mm, zerlegbar (modular) Ø 5mm assistant needleholder, curved upwards, ring handle, TC-insert, working length 450mm, detachable (modular)	

Hinweis: Alle Einzelkomponenten können auch separat geordert werden. Bitte kontaktieren Sie uns.
Advice: All single components can also be ordered separately. Please kindly contact us.

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-291	EC-005-292		Darzy Knotenschieber, doppelbeweglich Darzy knot pusher, double action	EC-005-293	EC-005-294

5mm Einsatz allein Insert only			5mm Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EC-005-291	EC-005-292		Darzy Knotenschieber, doppelbeweglich Darzy knot pusher, double action	EC-505-293	EC-505-294



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-004-001 Ø 2.8mm NahtschlieBinstrument
 Ø 2.8mm fascia closure instrument



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-004-002 Ø 2.3mm Fascia Nähhilfe, Arbeitslänge 140mm
 Ø 2.3mm fascia assisted instrument, working length 140mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-001-001 Ø 4mm Knotenführer mit Öse, Arbeitslänge 330mm
 Ø 4mm knot pusher with loop, working length 330mm

EG-001-011 Ø 4mm Knotenführer mit Öse, Arbeitslänge 450mm
 Ø 4mm knot pusher with loop, working length 450mm

EG-001-003 Ø 4mm Knotenführer mit geschlossener Öse, Arbeitslänge 330mm
 Ø 4mm knot pusher with closed loop, working length 330mm


EG-001-013 Ø 4mm Knotenführer mit geschlossener Öse, Arbeitslänge 450mm
 Ø 4mm knot pusher with closed loop, working length 450mm

EG-001-002 Ø 4.5mm Knotenführer mit Schlitz, Arbeitslänge 330mm
 Ø 4.5mm knot pusher with slot, working length 330mm






Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-002-030	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Ethicon medium Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Ethicon medium	ETHICON
EG-002-031	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Ethicon medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Ethicon medium/large	
EG-002-032	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Ethicon large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Ethicon large	
EG-002-035	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Pilling medium Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Pilling medium	PILLING
EG-002-036	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Pilling medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Pilling medium/large	
EG-002-040	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS small Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS small	SLS
EG-002-041	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS medium Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS medium	
EG-002-042	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS medium/large	
EG-002-043	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, SLS large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, SLS large	HORIZON
EG-002-046	Ø 10mm Clipanlegezange, drehbar, Luer-Lock Spülansatz, Horizon medium/large Ø 10mm clip applying forceps, rotatable, Luer-Lock rinsing channel, Horizon medium/large	



Bestell-Nr. Ordering no.	
EG-002-022	Handgriff für alle zerlegbaren Ø 5mm Clipanlegezangen <i>Handpiece for all detachable Ø 5mm clip applying forceps</i>
EG-002-029	Schaft für alle zerlegbaren Ø 5mm Clipanlegezangen <i>Sheath for all detachable Ø 5mm clip applying forceps</i>



Bestell-Nr. Ordering no.		
EG-002-020	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon small Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon small	ETHICON
EG-002-021	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Ethicon small Insert Ø 5mm clip applying forceps, Ethicon small	
EG-002-025	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon medium Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon medium	
EG-002-027	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Ethicon medium Insert Ø 5mm clip applying forceps, Ethicon medium	
EG-002-023	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling small Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling small	PILLING
EG-002-024	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Pilling small Insert Ø 5mm clip applying forceps, Pilling small	
EG-002-026	Ø 5mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling medium Ø 5mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling medium	
EG-002-028	Einsatz Ø 5mm Clipanlegezange, Pilling medium Insert Ø 5mm clip applying forceps, Pilling medium	



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-002-001	Handgriff für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen Handpiece for all detachable Ø 10mm clip applying forceps
EG-002-002	Schaft für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen Sheath for all detachable Ø 10mm clip applying forceps



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-002-010	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon medium Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon medium
EG-002-003	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Ethicon medium Insert Ø 10mm clip applying forceps, Ethicon medium
EG-002-011	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon medium/large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon medium/large
EG-002-004	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Ethicon medium/large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Ethicon medium/large
EG-002-012	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Ethicon large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Ethicon large
EG-002-005	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Ethicon large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Ethicon large
EG-002-013	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling medium Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling medium
EG-002-006	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Pilling medium Insert Ø 10mm clip applying forceps, Pilling medium
EG-002-014	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling medium/large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling medium/large
EG-002-007	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Pilling medium/large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Pilling medium/large
EG-002-015	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , Pilling large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , Pilling large
EG-002-008	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, Pilling large Insert Ø 10mm clip applying forceps, Pilling large

ETHICON

PILLING



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-002-001	Handgriff für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen <i>Handpiece for all detachable Ø 10mm clip applying forceps</i>
EG-002-002	Schaft für alle zerlegbaren Ø 10mm Clipanlegezangen <i>Sheath for all detachable Ø 10mm clip applying forceps</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-002-050	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS small Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , SLS small
EG-002-055	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS small Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS small
EG-002-051	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS medium Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , SLS medium
EG-002-056	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS medium Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS medium
EG-002-052	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS medium/large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , SLS medium/large
EG-002-057	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS medium/large Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS medium/large
EG-002-053	Ø 10mm Clipanlegezange, zerlegbar, komplett , SLS large Ø 10mm clip applying forceps, detachable, complete , SLS large
EG-002-058	Einsatz Ø 10mm Clipanlegezange, SLS large Insert Ø 10mm clip applying forceps, SLS large

SLS

Bestell-Nr.
Ordering no.

EL-010-010	Hemostatic clips, Ethicon LT 100 , 1 Box beinhaltet 216 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 100, 1 box includes 216 clips</i>
EL-010-011	Hemostatic clips, Ethicon LT 200 , 1 Box beinhaltet 216 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 200, 1 box includes 216 clips</i>
EL-010-012	Hemostatic clips, Ethicon LT 300 , 1 Box beinhaltet 108 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 300, 1 box includes 108 clips</i>
EL-010-013	Hemostatic clips, Ethicon LT 400 , 1 Box beinhaltet 108 Clips <i>Hemostatic clips, Ethicon LT 400, 1 box includes 108 clips</i>

ETHICON



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-001	Ø 5mm Endoretraktor, 3 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm endo retractor, 3 fingers, irrigation port, working length 330mm
EI-001-011	Ø 5mm Endoretraktor, 3 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm endo retractor, 3 fingers bended, irrigation port, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-002	Ø 10mm Endoretraktor, 5 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 380mm Ø 10mm endo retractor, 5 fingers, irrigation port, working length 380mm
EI-001-012	Ø 10mm Endoretraktor, 5 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 380mm Ø 10mm endo retractor, 5 fingers bended, irrigation port, working length 380mm
EI-001-012-45	Ø 10mm Endoretraktor, 5 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 450mm Ø 10mm endo retractor, 5 fingers bended, irrigation port, working length 450mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-003	Ø 5mm abwinkelbarer Endoretraktor, 3 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm articulating endo retractor, 3 fingers, irrigation port, working length 330mm
EI-001-013	Ø 5mm abwinkelbarer Endoretraktor, 3 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm articulating endo retractor, 3 fingers bended, irrigation port, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-004	Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 380mm Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers, irrigation port, working length 380mm
EI-001-014	Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger gebogen, Spülanschluß, Arbeitslänge 380mm Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers bended, irrigation port, working length 380mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EI-001-034	Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger gebogen, zerlegbar , Arbeitslänge 380mm Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers bended, detachable , working length 380mm
EI-001-035	Ø 10mm abwinkelbarer Endoretraktor, 5 Finger gebogen, zerlegbar , Arbeitslänge 450mm Ø 10mm articulating endo retractor, 5 fingers bended, detachable , working length 450mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EI-002-001	Ø 5mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm Ø 5mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 330mm
EI-002-011	Ø 5mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 440mm Ø 5mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 440mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EI-002-002	Ø 10mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm Ø 10mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 330mm
EI-002-012	Ø 10mm Ösophagus Retraktor, 1 Finger, Spülanschluß, Arbeitslänge 440mm Ø 10mm esophagus retractor, 1 finger, irrigation port, working length 440mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-050	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 80mm, irrigation port
EI-001-052	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 80mm, irrigation port
EI-001-053	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 60mm, irrigation port
EI-001-054	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 60mm, irrigation port
EI-001-055	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 80mm, 30° angled upwards, irrigation port
EI-001-056	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 80mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 80mm, 30° angled upwards, irrigation port
EI-001-057	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 360mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 360mm, width closed (working position) 60mm, 30° angled upwards, irrigation port
EI-001-058	Ø 5mm justierbarer Endoretraktor, Länge geöffnet 530mm, Länge geschlossen (Arbeitsposition) 450mm, Breite geschlossen (Arbeitsposition) 60mm, 30° aufgewinkelt, Spülanschluß Ø 5mm adjustable endo retractor, length opened 530mm, length closed (working position) 450mm, width closed (working position) 60mm, 30° angled upwards, irrigation port



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-060 Ø 5mm justierbarer Hakenretractor, rechts gebogen, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable endo hook retractor, curved right, working length 340mm, irrigation port

EI-001-061 Ø 5mm justierbarer Hakenretractor, links gebogen, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable endo hook retractor, curved left, working length 340mm, irrigation port



Bestell-Nr.
Ordering no.

EI-001-062 Ø 5mm justierbarer Kreisretractor, 40mm, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable endo circular retractor, 40mm, working length 340mm, irrigation port

EI-001-063 Ø 5mm justier- und abwinkelbarer Kreisretractor, 40mm, Arbeitslänge 340mm, Spülanschluß
Ø 5mm adjustable and articulating endo circular retractor, 40mm, working length 340mm, irrigation port



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-020-001

Ø 5mm Cholangiographiezange, doppelbeweglich, Griff mit Sperre, Spülanschluß, Arbeitslänge 330mm
Ø 5mm cholangiography forceps, double action, handle with ratchet, irrigation port, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-020-001 Ø 5mm bipolare 90° Hakenelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar 90° hook electrode, working length 340mm



EK-020-003 Ø 5mm bipolare J-Hakenelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar J-hook electrode, working length 340mm



EK-020-005 Ø 5mm bipolare Spatelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar spatula electrode, working length 340mm



EK-020-006 Ø 5mm bipolare Knopfelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar button electrode, working length 340mm



EK-020-002 Ø 5mm bipolare Tellerelektrode, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar plate electrode, working length 340mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-000-001 Ø 5mm bipolare Koagulationszange, Pinzettenspitze, Federgriff, Flachstecker, Arbeitslänge 340mm
Ø 5mm bipolar coagulation forceps, fluted bit, spring handle, flat plug, working length 340mm



EK-000-002 Ø 5mm bipolare Koagulationszange, Pinzettenspitze, Federgriff, Flachstecker, Arbeitslänge 450mm
Ø 5mm bipolar coagulation forceps, fluted bit, spring handle, flat plug, working length 450mm

EK-000-003 Ø 5mm bipolare Tubenkoagulationszange, gewellter Steg, Federgriff, Flachstecker, AL 340mm
Ø 5mm bipolar tube coagulation forceps, rippled bar, spring handle, flat plug, WL 340mm



EK-000-004 Ø 5mm bipolare Tubenkoagulationszange, gewellter Steg, Federgriff, Flachstecker, AL 450mm
Ø 5mm bipolar tube coagulation forceps, rippled bar, spring handle, flat plug, WL 450mm

EK-000-005 Ø 5mm bipolare Tubenkoagulationszange, zangenartiges Maul, Federgriff, Flachstecker, AL 340mm
Ø 5mm bipolar tube coagulation forceps, tongue type tip, spring handle, flat plug, WL 340mm



EK-000-006 Ø 5mm bipolare Tubenkoagulationszange, zangenartiges Maul, Federgriff, Flachstecker, AL 450mm
Ø 5mm bipolar tube coagulation forceps, tongue type tip, spring handle, flat plug, WL 450mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-001-007

Ringgriff für zerlegbare bipolare
Koagulationszangen
*Ring handle for detachable bipolar
coagulation forceps*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-002-008

Standardgriff für zerlegbare bipolare
Koagulationszangen
*Standard handle for detachable bipolar
coagulation forceps*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-001-008

Innenrohr für zerlegbare Koagulationszange, 200mm
Inner sheath for detachable coagulation forceps, 200mm

EK-001-003

Innenrohr für zerlegbare Koagulationszange, 340mm
Inner sheath for detachable coagulation forceps, 340mm

EK-001-005

Innenrohr für zerlegbare Koagulationszange, 450mm
Inner sheath for detachable coagulation forceps, 450mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-001-009

Ø 5mm Außenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 200mm
Ø 5mm outer sheath for detachable coagulation forceps, 200mm

EK-001-004

Ø 5mm Außenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 340mm
Ø 5mm outer sheath for detachable coagulation forceps, 340mm

EK-001-006

Ø 5mm Außenrohr für zerlegbare Koagulationszangen, 450mm
Ø 5mm outer sheath for detachable coagulation forceps, 450mm

Einsatz allein Insert only		Instrument komplett Instrument complete	
			
200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm
EK-005-030		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-001-030
EK-005-031		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-001-031
EK-005-032		Kleppingerelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-032
EK-005-033		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-033
EK-005-034		Maryland Dissektionselektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-034
EK-005-035		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-035
EK-005-036		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-036

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-010-008

Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009

Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable



Einsatz allein <i>Insert only</i>		Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
			
200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm
EK-005-030		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-002-030
EK-005-031		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-002-031
EK-005-032		Kleppingerelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-002-032
EK-005-033		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-002-033
EK-005-034		Maryland Dissektionselektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-002-034
EK-005-035		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-002-035
EK-005-036		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-002-036

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-010-008 Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009 Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable



Einsatz allein Insert only			Instrument komplett Instrument complete		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EK-005-010	EK-005-020		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-001-010	EK-001-020
EK-005-011	EK-005-021		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-001-011	EK-001-021
EK-005-012	EK-005-022		Kleppingerelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-001-012	EK-001-022
EK-005-013	EK-005-023		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-001-013	EK-001-023
EK-005-014	EK-005-024		Maryland Dissektionselektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-001-014	EK-001-024
EK-005-015	EK-005-025		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-001-015	EK-001-025
EK-005-016	EK-005-026		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-001-016	EK-001-026

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-010-008

Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009

Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable



Einsatz allein <i>Insert only</i>			Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
330mm	450mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm	450mm
EK-005-010	EK-005-020		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-002-010	EK-002-020
EK-005-011	EK-005-021		Pinzettenelektrode, 1mm Spitze Fluted bit electrode, 1mm tip	EK-002-011	EK-002-021
EK-005-012	EK-005-022		Kleppingerenelektrode, gerieft Kleppinger electrode, serrated	EK-002-012	EK-002-022
EK-005-013	EK-005-023		Plattenelektrode, 3mm Plate electrode, 3mm	EK-002-013	EK-002-023
EK-005-014	EK-005-024		Maryland Dissektionselektrode, gebogen Maryland dissecting electrode, curved	EK-002-014	EK-002-024
EK-005-015	EK-005-025		Scherenelektrode, gebogen Scissors electrode, curved	EK-002-015	EK-002-025
EK-005-016	EK-005-026		Scherenelektrode, TC, gebogen Scissors electrode, TC, curved	EK-002-016	EK-002-026

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-010-008 Adapter für 2-Pin Stecker
Adapter for 2-pin plug



EK-010-009 Adapter für Flachstecker-Bipolarkabel
Adapter for flat plug bipolar cable





Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-003 Griff für zerlegbare bipolare **Superline** Koagulationszangen
*Handle for detachable bipolar **Superline** coagulation forceps*

EK-003-030 Griff für zerlegbare bipolare **Superline** Koagulationszangen mit SDS-Erkennung, inkl. Kabel (3m) für STEMA MASTER
*Handle for detachable bipolar **Superline** coagulation forceps with SDS identification, incl. cable (3m) for STEMA MASTER*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-002 Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare **Superline** Koagulationszangen, 340mm
 Ø 5mm sheath for detachable bipolar **Superline** coagulation forceps, 340mm

Einsatz allein Insert only		Instrument komplett Instrument complete	
			
330mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	330mm
EK-003-010		Fasszangenelektrode, 3mm Grasping forceps electrode, 3mm	EK-003-020
EK-003-011		Metzenbaum Scherenelektrode Metzenbaum scissors electrode	EK-003-021
EK-003-012		Maryland Elektrode Maryland electrode	EK-003-022
EK-003-013		Fasszangenelektrode, gebogen Grasping forceps electrode, curved	EK-003-023
EK-003-014		Pinzettenelektrode Forceps electrode	EK-003-024
EK-003-015		Fasszangenelektrode Grasping forceps electrode	EK-003-025
EK-003-016		Hakenzangenelektrode Claw forceps electrode	EK-003-026
EK-003-017		Fasszangenelektrode, 2 x 3 Zähne Grasping forceps electrode, 2 x 3 teeth	EK-003-027
EK-003-018		Duckbill Fasszangenelektrode Duckbill grasping forceps electrode	EK-003-028



Bestell-Nr.
Ordering no.


EK-003-039	Drehbarer Griff mit Arretierung für zerlegbare bipolare Koagulationszangen <i>Rotatable handle with locking device for detachable bipolar coagulation forceps</i>
EK-003-040	Drehbarer Griff für zerlegbare bipolare Koagulationszangen <i>Rotatable handle for detachable bipolar coagulation forceps</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-041	Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Superline Koagulationszangen, 340mm <i>Ø 5mm sheath for detachable bipolar Superline coagulation forceps, 340mm</i>
-------------------	---

Einsatz allein <i>Insert only</i>		Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
340mm	Maul <i>Tip</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	340mm
EK-003-042		Metzenbaum Scherenelektrode <i>Metzenbaum scissors electrode</i>	EK-003-052
EK-003-043		Fasszangenelektrode, gefenstert <i>Grasping forceps electrode,</i> <i>fenestrated</i>	EK-003-053
EK-003-044		Fasszangenelektrode, gebogen, gefenstert <i>Grasping forceps electrode,</i> <i>curved, fenestrated</i>	EK-003-054
EK-003-045		Maryland Elektrode <i>Maryland electrode</i>	EK-003-055
EK-003-046		Fasszangenelektrode, 2 x 3 Zähne, gefenstert <i>Grasping forceps electrode,</i> <i>2 x 3 teeth, fenestrated</i>	EK-003-056
EK-003-047		Kelly Elektrode, gefenstert <i>Kelly electrode, fenestrated</i>	EK-003-057



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-060 Griff für Powercut Koagulationszange
Handle for Powercut coagulation forceps

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-069 Powercut Klingen, steril, Pack mit 20 Stück
Powercut blades, sterile, box with 20 pieces



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-061 Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 340mm
Ø 5mm sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 340mm

EK-003-062 Ø 5mm Schaft für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 250mm
Ø 5mm sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 250mm

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-063 Klingenhalterrohr für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 340mm
Blade holding sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 340mm

EK-003-064 Klingenhalterrohr für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 250mm
Blade holding sheath for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 250mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-003-065 Schubstange für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 340mm
Drive rod for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 340mm

EK-003-066 Schubstange für zerlegbare bipolare Powercut Koagulationszangen, 250mm
Drive rod for detachable bipolar Powercut coagulation forceps, 250mm

Einsatz allein <i>Insert only</i>			Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
340mm	250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	340mm	250mm
EK-003-067	EK-003-068		Powercut bipolare Koagulationszange Powercut bipolar coagulation forceps	EK-003-077	EK-003-078

Anschluss Ø 4mm Instrumentenseite Connection Ø 4mm instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EE-010-001 / EE-010-011
	 EE-010-002 / EE-010-012
	 EE-010-003 / EE-010-013
	 EE-010-004 / EE-010-014
	 EE-010-004 / EE-010-014
Alle Kabel passen zu den monopolaren Elektroden/Instrumenten mit Ø 4MM ANSCHLÜSSEN INSTRUMENTENSEITIG All cables fit with the monopolar electrodes/instruments with Ø 4MM CONNECTIONS INSTRUMENT SIDE	

Bestell-Nr. Ordering no.	
EE-010-001	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-011	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-002	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-012	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-003	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-013	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-004	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe T-Series / Martin / Berchtold
EE-010-014	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m, für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m, for Erbe T-Series / Martin / Berchtold
EE-010-030	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, SDS Erkennung, Länge 3m, für STEMA MASTER HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, SDS identification, length 3m, for STEMA MASTER
EE-010-040	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, SDS Erkennung, Länge 5m, für STEMA MASTER HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, SDS identification, length 5m, for STEMA MASTER

Anschluss Flachstecker Instrumentenseite Connection flat plug instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EK-010-010 / EK-010-011
	 EK-010-012 / EK-010-013
	 EK-010-014 / EK-010-015
	 EK-010-016 / EK-010-017
	 EK-010-100 / EK-010-101 / EK-010-102 / EK-010-103
Alle Kabel passen zu den bipolaren Elektroden/Instrumenten mit FLACHSTECKER All cables fit with the bipolar electrodes/instruments with FLAT PLUG	

Bestell-Nr. Ordering no.	
EK-010-010	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-011	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EK-010-012	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, für Erbe / Storz HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, for Erbe / Storz
EK-010-013	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, für Erbe / Storz HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, for Erbe / Storz
EK-010-014	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, für Valleylab / EMC HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, for Valleylab / EMC
EK-010-015	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, für Valleylab / EMC HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, for Valleylab / EMC
EK-010-016	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 3m, Bananenstecker HF connection cable, bipolar, flat plug, length 3m, banana plugs
EK-010-017	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, Länge 5m, Bananenstecker HF connection cable, bipolar, flat plug, length 5m, banana plugs
EK-010-100	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, SDS Erkennung, Länge 3m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug, SDS identification, length 3m, for STEMA MASTER
EK-010-101	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker, SDS Erkennung, Länge 5m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug, SDS identification, length 5m, for STEMA MASTER
EK-010-102	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker (gewinkelt), SDS Erkennung, Länge 3m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug (angled), SDS identification, length 3m, for STEMA MASTER
EK-010-103	HF-Anschlusskabel, bipolar, Flachstecker (gewinkelt), SDS Erkennung, Länge 5m, für STEMA MASTER HF connection cable, bipolar, flat plug (angled), SDS identification, length 5m, for STEMA MASTER

Anschluss 2-Pin Stecker Instrumentenseite <i>Connection 2-pin plug instrument side</i>	Anschluss Geräteseite <i>Connection unit side</i>
	 EK-010-030 / EK-010-031
	 EK-010-032 / EK-010-033
	 EK-010-034 / EK-010-035
	 EK-010-036 / EK-010-037
Alle Kabel passen zu den bipolaren Elektroden/Instrumenten mit 2-PIN STECKER All cables fit with the bipolar electrodes/instruments with 2-PIN PLUG	

Bestell-Nr. Ordering no.	
EK-010-030	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap</i>
EK-010-031	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, für Martin / Berchtold / Aesculap <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, for Martin / Berchtold / Aesculap</i>
EK-010-032	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, für Erbe / Storz <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, for Erbe / Storz</i>
EK-010-033	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, für Erbe / Storz <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, for Erbe / Storz</i>
EK-010-034	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, für Valleylab / EMC <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, for Valleylab / EMC</i>
EK-010-035	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, für Valleylab / EMC <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, for Valleylab / EMC</i>
EK-010-036	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 3m, Bananenstecker <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 3m, banana plugs</i>
EK-010-037	HF-Anschlusskabel, bipolar, 2-Pin Stecker, Länge 5m, Bananenstecker <i>HF connection cable, bipolar, 2-pin plug, length 5m, banana plugs</i>

Anschluss Mikroline Stecker Instrumentenseite <i>Connection Microline plug instrument side</i>	Anschluss Geräteseite <i>Connection unit side</i>
	 EK-010-020
	 EK-010-022
	 EK-010-024
	 EK-010-026
Alle Kabel passen zu den bipolaren Elektroden/Instrumenten mit MIKROLINE STECKER All cables fit with the bipolar electrodes/instruments with MICROLINE PLUG	


Bestell-Nr. Ordering no.	
EK-010-020	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Martin / Berchtold <i>HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for Martin / Berchtold</i>
EK-010-022	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Erbe / Storz <i>HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for Erbe / Storz</i>
EK-010-024	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Valleylab <i>HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for Valleylab</i>
EK-010-026	HF-Anschlusskabel Microline, bipolar, Länge 3m, für Bananenstecker (entspricht nicht EU-Bestimmungen) <i>HF connection cable Microline, bipolar, length 3m, for banana plugs (non-compliant with EU standards)</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

EL-002-001	STEMA Endoskophalter, Schienensystem, gerade Säule, 300mm bestehend aus: EL-002-010 (Endoskophalter), EL-002-011 (Gelenkarm), EL-002-012 (Säule), EL-002-023 (Schienensockel) STEMA endoscope holder, rail system, straight column, 300mm, consisting of: EL-002-010 (endoscope holder), EL-002-011 (articulating arm), EL-002-012 (column), EL-002-023 (rails clamping)
EL-002-007	STEMA Endoskophalter, Schienensystem, gerade Säule, 300mm bestehend aus (Abbildung ähnlich EL-002-001): EL-002-010 (Endoskophalter), EL-002-027 (Gelenkarm), EL-002-012 (Säule), EL-002-023 (Schienensockel) STEMA endoscope holder, rail system, straight column, 300mm, consisting of (illustration similar EL-002-001): EL-002-010 (endoscope holder), EL-002-027 (articulating arm), EL-002-012 (column), EL-002-023 (rails clamping)

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Halte-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Holding-Systems**.




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-000-001	2.0mm	0°	200mm
EA-000-002	2.0mm	0°	302mm
EA-001-001	2.9mm	0°	302mm
EA-001-002	2.9mm	30°	302mm

STEMA **High Definition**




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
EA-001-011	2.9mm	0°	302mm
EA-001-012	2.9mm	30°	302mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EH-000-001	Ø 2.5mm automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt Ø 2.5mm automatic trocar sleeve, metal tube smooth
EH-000-101	Ø 2.5mm automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, komplett mit konischem Trokar Ø 2.5mm automatic trocar sleeve, metal tube smooth, complete with conical trocar
EH-000-201	Ø 2.5mm automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, komplett mit dreikant Trokar Ø 2.5mm automatic trocar sleeve, metal tube smooth, complete with pyramidal trocar
EH-005-001	Ø 3.5mm automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt Ø 3.5mm automatic trocar sleeve, metal tube smooth
EH-005-101	Ø 3.5mm automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, komplett mit konischem Trokar Ø 3.5mm automatic trocar sleeve, metal tube smooth, complete with conical trocar
EH-005-201	Ø 3.5mm automatik Trokarhülse, Metallschaftrohr glatt, komplett mit dreikant Trokar Ø 3.5mm automatic trocar sleeve, metal tube smooth, complete with pyramidal trocar



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EH-001-001	Ø 3.5mm automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt Ø 3.5mm automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth
EH-001-101	Ø 3.5mm automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, komplett mit konischem Trokar Ø 3.5mm automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, complete with conical trocar
EH-001-201	Ø 3.5mm automatik Trokarhülse mit manueller Klappenöffnung, Metallschaftrohr glatt, komplett mit dreikant Trokar Ø 3.5mm automatic trocar sleeve with separate opening lever, metal tube smooth, complete with pyramidal trocar



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EH-010-001	Ø 3.0mm Trokarhülse mit Trompetenventil, Metallschaftrohr glatt Ø 3.0mm trocar sleeve with trumpet valve, metal tube smooth
EH-010-101	Ø 3.0mm Trokarhülse mit Trompetenventil, Metallschaftrohr glatt, komplett mit konischem Trokar Ø 3.0mm trocar sleeve with trumpet valve, metal tube smooth, complete with conical trocar
EH-010-201	Ø 3.0mm Trokarhülse mit Trompetenventil, Metallschaftrohr glatt, komplett mit dreikant Trokar Ø 3.0mm trocar sleeve with trumpet valve, metal tube smooth, complete with pyramidal trocar



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-001-000	Ø 2.5mm Trokar, dreikant Ø 2.5mm trocar, pyramidal
EJ-001-001	Ø 3.0mm Trokar, dreikant Ø 3.0mm trocar, pyramidal
EJ-001-001-1	Ø 3.5mm Trokar, dreikant Ø 3.5mm trocar, pyramidal



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-002-000	Ø 2.5mm Trokar, konisch Ø 2.5mm trocar, conical
EJ-002-001	Ø 3.0mm Trokar, konisch Ø 3.0mm trocar, conical
EJ-002-001-1	Ø 3.5mm Trokar, konisch Ø 3.5mm trocar, conical



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-025-001	Ø 3.5mm Sicherheitstrokar, stumpf Ø 3.5mm safety trocar, blunt
-------------------	---



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-042-011	Ø 2.0mm Taststab graduert, Arbeitslänge 330mm Ø 2.0mm palpation probe graduated, working length 330mm
EH-042-012	Ø 2.8mm Taststab graduert, Arbeitslänge 330mm Ø 2.8mm palpation probe graduated, working length 330mm
EH-042-013	Ø 2.8mm Taststab graduert, Arbeitslänge 250mm Ø 2.8mm palpation probe graduated, working length 250mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-041-026 Ø 2.8mm Injektionskanüle, Nadel Ø 1.2mm, Nadellänge 20mm, Arbeitslänge 250mm
 Ø 2.8mm injection cannula, needle Ø 1.2mm, needle length 20mm, working length 250mm

EH-041-025 Ø 2.8mm Injektionskanüle, Nadel Ø 1.2mm, Nadellänge 20mm, Arbeitslänge 330mm
 Ø 2.8mm injection cannula, needle Ø 1.2mm, needle length 20mm, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-038-001-25 Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schiebeventil, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 250mm
 Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with sliding valve, roundhole sucker with 8 drillings, working length 250mm

EH-038-001 Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schiebeventil, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
 Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with sliding valve, roundhole sucker with 8 drillings, working length 330mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-038-002-25 Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schlauchanschluss, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 250mm
 Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with tube connection, roundhole sucker with 8 drillings, working length 250mm

EH-038-002 Ø 2.8mm Saug-Spülkanüle mit Schlauchanschluss, Rundlochsauger mit 8 Bohrungen, Arbeitslänge 330mm
 Ø 2.8mm suction-irrigation cannula with tube connection, roundhole sucker with 8 drillings, working length 330mm

Bestell-Nr.
Ordering no.

Ø 10mm Saug-Spül Handgriff mit großem Schlauchanschluss und seitlichem Schlauchanschluss
 Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sideways tube connection

EH-035-016

Ø 10mm Saug-Spül Handgriff mit großem Schlauchanschluss und seitlichem Schlauchanschluss **komplett** inkl. 3.5mm Rohr, AL 330mm
 Ø 10mm suction-irrigation handle with large tube connection and sideways tube connection **complete** incl. 3.5mm tube, WL 330mm

EH-038-003



Bestell-Nr.
Ordering no.

EH-038-033 Ø 3.5mm Saug-Spülrohr mit 8 Bohrungen, für 10mm Saug-Spül Handgriff, Arbeitslänge 240mm
 Ø 3.5mm suction-irrigation tube with 8 drillings, for 10 mm suction-irrigation handle, working length 240mm



Bestell-Nr. Ordering no.	
EE-000-001-20	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 200mm
EE-000-001-25	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 250mm
EE-000-001	Ø 2.8mm monopolare Knopfelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar button electrode, 330mm
EE-000-002-20	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 200mm
EE-000-002-25	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 250mm
EE-000-002	Ø 2.8mm monopolare J-Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar J-hook electrode, 330mm
EE-000-003-20	Ø 2.8mm monopolare 90° Hakenelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar 90° hook electrode, 200mm
EE-000-003-25	Ø 2.8mm monopolare 90° Hakenelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar 90° hook electrode, 250mm
EE-000-003	Ø 2.8mm monopolare 90° Hakenelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar 90° hook electrode, 330mm
EE-000-005-20	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 200mm
EE-000-005-25	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 250mm
EE-000-005	Ø 2.8mm monopolare Spatelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar spatula electrode, 330mm
EE-000-006-20	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 200mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 200mm
EE-000-006-25	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 250mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 250mm
EE-000-006	Ø 2.8mm monopolare Nadelelektrode, 330mm Ø 2.8mm monopolar needle electrode, 330mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

EC-001-003-25 Ø 5mm isolierter Schaft für modulares System, 250mm
Ø 5mm insulated shaft for modular system, 250mm

Hinweis: Alle Instrumenteneinsätze und Schäfte können mit den nachfolgenden Griffen kombiniert werden.
Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instrument inserts and sheaths can be combined with the following handles.
Please kindly contact us.



Bestell-Nr.
Ordering no.

EC-001-001

STEMA ergonomischer Laparoskopie
Handgriff mit HF-Anschluss
*STEMA ergonomic laparoscopic handle
with HF-connection*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-001

STEMA ergonomischer Laparoskopie
Handgriff mit Sperre
*STEMA ergonomic laparoscopic handle
with ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

EC-001-002

Standard Laparoskopie Handgriff mit
 HF-Anschluss, isoliert, ohne Sperre
*Standard laparoscopic handle with
 HF-connection, insulated, without ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-005

Standard Laparoskopie Handgriff mit
 HF-Anschluss, isoliert, mit Sperre
*Standard laparoscopic handle with
 HF-connection, insulated, with ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-003

Standard Laparoskopie Handgriff, nicht
 isoliert, ohne Sperre
*Standard laparoscopic handle, not
 insulated, without ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-002

Standard Laparoskopie Handgriff, nicht
 isoliert, mit Sperre
*Standard laparoscopic handle, not
 insulated, with ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-006

Standard Laparoskopie Handgriff,
isoliert, mit französischer Sperre
*Standard laparoscopic handle,
insulated, with french ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-009

STEMA ergonomischer Laparoskopie
Handgriff mit französischer Sperre
*STEMA ergonomic laparoscopic
handle with french ratchet*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-004

Standard Laparoskopie Handgriff mit
Feder, nicht isoliert
*Standard laparoscopic handle with
spring, not insulated*



Bestell-Nr.
Ordering no.

ED-001-007

Axialer Ringgriff für modulares System,
mit Sperre
*Axial ring handle used for modular
system, with ratchet*

5mm Einsatz allein Insert only		5mm Instrument komplett Instrument complete	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
EC-005-041-25		Schere , gerade, doppelbeweglich Scissors , straight, double action	EC-005-043-25
EC-005-371-25		Schere , gerade, gezahnt, doppelbeweglich Scissors , straight, serrated, double action	EC-005-373-25
EC-005-021-25		Peritonealschere , gezahnt, einfachbeweglich Peritoneal scissors , serrated, single action	EC-005-023-25
EC-005-031-25		Hakenschere , einfachbeweglich Hook scissors , single action	EC-005-033-25
EC-005-051-25		Mikroschere , gerade, einfachweglich Micro scissors , straight, single action	EC-005-053-25
EC-005-351-25		Mikroschere , gebogen, sehr fein, einfachweglich Micro scissors , curved, very delicate, single action	EC-005-353-25
EC-005-001-25		Metzenbaumschere , gebogen, kurz, doppelbeweglich Metzenbaum scissors , curved, short, double action	EC-005-003-25
EC-005-011-25		Metzenbaumschere , gebogen, lang, doppelbeweglich Metzenbaum scissors , curved, long, double action	EC-005-013-25
EC-005-061-25		Metzenbaumschere , gebogen, gezahnt, doppelbeweglich Metzenbaum scissors , curved, serrated, double action	EC-005-063-25
EC-005-311-25		Mini-Metzenbaumschere , gebo- gen, 5 auf 4mm, doppelbeweglich Mini-Metzenbaum scissors , curved, 5 to 4mm, double action	EC-005-313-25

5mm Einsatz allein <i>Insert only</i>		5mm Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
EC-005-111-25		Präparier- und Faßzange, gefenestert, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, fenestrated, double action	EC-005-113-25
EC-005-391-25		Präparier- und Faßzange, gefenestert, 25mm lang, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, fenestrated, 25mm long, double action	EC-005-393-25
EC-005-151-25		Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-153-25
EC-005-161-25		Präparier- und Faßzange, stumpf, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, blunt, double action	EC-005-163-25
EC-005-211-25		Präparier- und Faßzange, stumpf mit Löffel, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, blunt with spoon, double action	EC-005-213-25
EC-005-171-25		Mixer Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich Mixer dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-173-25
EC-005-361-25		Mixer Präparier- und Faßzange, lang und dünn, doppelbeweglich Mixer dissecting and grasping forceps, long and thin, double action	EC-005-363-25
EC-005-421-25		90° Mixer Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich 90° Mixer dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-423-25

5mm Einsatz allein <i>Insert only</i>		5mm Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
EC-005-181-25		Kelly Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich Kelly dissecting and grasping forceps, double action	EC-005-183-25
EC-005-431-25		Präparier- und Faßzange , atraumatisch, gefenestert, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps , atraumatic, fenestrated, double action	EC-005-433-25
EC-005-121-25		Maryland Dissektionszange, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, double action	EC-005-123-25
EC-005-411-25		Maryland Dissektionszange, kurz, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, short, double action	EC-005-413-25
EC-005-271-25		Maryland Dissektionszange, kreuzgezahnt, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, cross serrated, double action	EC-005-273-25
EC-005-131-25		Dolphin Dissektionszange, doppelbeweglich Dolphin dissecting forceps, double action	EC-005-133-25
EC-005-141-25		Dolphin Dissektionszange, lang, doppelbeweglich Dolphin dissecting forceps, long, double action	EC-005-143-25


5mm Einsatz allein <i>Insert only</i>		5mm Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
EC-005-231-25		Slim Dissektionszange, einfachbeweglich Slim dissecting forceps, single action	EC-005-233-25
EC-005-241-25		Dissektionszange , spitz mit Löffel, doppelbeweglich Dissecting forceps , pointed with spoon, double action	EC-005-243-25
EC-005-301-25		Reddick-Olsen Dissektionszange, doppelbeweglich Reddick-Olsen dissecting forceps, double action	EC-005-303-25
EC-005-321-25		Dissektionszange , gezahnt, stark gebogen, einfachbeweglich Dissecting forceps , serrated, strong curved, single action	EC-005-323-25
EC-005-331-25		Dissektionszange , fein gezahnt, gerade, einfachbeweglich Dissecting forceps , fine serrated, straight, single action	EC-005-333-25
EC-005-341-25		Dissektionszange , fein gezahnt, leicht gebogen, einfachbeweglich Dissecting forceps , fine serrated, slightly curved, single action	EC-005-343-25

5mm Einsatz allein <i>Insert only</i>		5mm Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
EC-005-191-25		Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich Spoon biopsy forceps, double action	EC-005-193-25
EC-005-201-25		Löffel Probeexzisionszange, mit Dorn, doppelbeweglich Spoon biopsy forceps, with spike, double action	EC-005-203-25
EC-005-251-25		Löffel Probeexzisionszange, einfachbeweglich Spoon biopsy forceps, single action	EC-005-253-25
EC-005-261-25		Löffel Probeexzisionszange, mit Dorn, einfachbeweglich Spoon biopsy forceps, with spike, single action	EC-005-263-25
EC-005-221-25		Blakesly Probeexzisionszange, doppelbeweglich Blakesly biopsy forceps, double action	EC-005-223-25
EC-005-401-25		Mikrobiopsielöffel , einfachbeweglich Micro biopsy forceps , single action	EC-005-403-25


5mm Einsatz allein <i>Insert only</i>		5mm Instrument komplett <i>Instrument complete</i>	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
ED-005-011-25		Fundus Fasszange, doppelbeweglich Fundus grasping forceps, double action	ED-005-013-25
ED-005-021-25		Cobra Fasszange, 2 x 3 Zähne, doppelbeweglich Cobra grasping forceps, 2 x 3 teeth double action	ED-005-023-25
ED-005-041-25		Endo-Clinch Fasszange, gefenestert, doppelbeweglich Endo-Clinch grasping forceps, fenestrated, double action	ED-005-043-25
ED-005-051-25		Babcock Fasszange, doppelbeweglich Babcock grasping forceps, double action	ED-005-053-25
ED-005-371-25		Babcock Fasszange, kurz, doppelbeweglich Babcock grasping forceps, short, double action	ED-005-373-25
ED-005-081-25		DeBakey Fasszange, doppelbeweglich DeBakey grasping forceps, double action	ED-005-083-25
ED-005-331-25		DeBakey-Maryland Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich DeBakey-Maryland grasping forceps, atraumatic, double action	ED-005-333-25
ED-005-101-25		Allis Fasszange, doppelbeweglich Allis grasping forceps, double action	ED-005-103-25
ED-005-361-25		Allis Fasszange, 3 x 4 Zähne, atraumatisch, doppelbeweglich Allis grasping forceps, 3 x 4 teeth, atraumatic, double action	ED-005-363-25
ED-005-191-25		Allis Fasszange, einfachbeweglich Allis grasping forceps, single action	ED-005-193-25

5mm Einsatz allein Insert only		5mm Instrument komplett Instrument complete	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
ED-005-031-25		Alligator Fass- und Probe- exzisionszange, doppelbeweglich Alligator grasping and biopsy forceps, double action	ED-005-033-25
ED-005-201-25		Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	ED-005-203-25
ED-005-381-25		Alligator Fasszange, einfachbeweglich Alligator grasping forceps, single action	ED-005-383-25
ED-005-311-25		Duckbill Fasszange, kurz, gefenstert, einfachbeweglich Duckbill grasping forceps, short, fenestrated, single action	ED-005-313-25
ED-005-171-25		Duckbill Fasszange, 22mm, gefenstert, einfachbeweglich Duckbill grasping forceps, 22mm, fenestrated, single action	ED-005-173-25
ED-005-321-25		Duckbill Fasszange, 38mm, gefenstert, einfachbeweglich Duckbill grasping forceps, 38mm, fenestrated, single action	ED-005-323-25
ED-005-431-25		Hunter Fasszange, gefenstert, doppelbeweglich Hunter grasping forceps, fenestrated, double action	ED-005-433-25
ED-005-061-25		Bowel Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich Bowel grasping forceps, atraumatic, double action	ED-005-063-25
ED-005-181-25		Wave Fasszange, atraumatisch, einfachbeweglich Wave grasping forceps, atraumatic , single action	ED-005-183-25

5mm Einsatz allein Insert only		5mm Instrument komplett Instrument complete	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
ED-005-351-25		Glassmann Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich Glassmann grasping forceps, atraumatic, double action	ED-005-353-25
ED-005-071-25		Slim Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich Slim grasping forceps, atraumatic, double action	ED-005-073-25
ED-005-421-25		Tenaculum Fasszange, doppelbeweglich Tenaculum grasping forceps, double action	ED-005-423-25
ED-005-211-25		Fasszange , 1x2 Zähne, doppelbeweglich Grasping forceps , 1x2 teeth, double action	ED-005-213-25
ED-005-281-25		Fasszange , gewellt, 2x3 Zähne, einfachbeweglich Grasping forceps , waved, 2x3 teeth, single action	ED-005-283-25
ED-005-341-25		Fasszange , scharf, atraumatisch, einfachbeweglich Grasping forceps , sharp, atraumatic, single action	ED-005-343-25
ED-005-161-25		Krallengreifer , einfachbeweglich Claw forceps , single action	ED-005-163-25
ED-005-391-25		Krallengreifer , doppelbeweglich Claw forceps , double action	ED-005-393-25

5mm Einsatz allein Insert only		5mm Instrument komplett Instrument complete	
			
250mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	250mm
ED-005-091-25		Bowel Darmfasszange, doppelbeweglich Bowel intestinal grasping forceps, double action	ED-005-093-25
ED-005-111-25		Bowel Darmfasszange, doppelbeweglich Bowel intestinal grasping forceps, double action	ED-005-113-25
ED-005-151-25		Dorsey Darmfasszange, doppelbeweglich Dorsey intestinal grasping forceps, double action	ED-005-153-25
ED-005-401-25		Satinsky Klemme, atraumatisch einfachbeweglich Satinsky clamp, atraumatic, single action	ED-005-403-25
ED-005-411-25		Satinsky Klemme, atraumatisch einfachbeweglich Satinsky clamp, atraumatic, single action	ED-005-413-25
ED-005-261-25		Punch durchschneidend, einfachbeweglich Punch cutting through, single action	ED-005-263-25
ED-005-451-25		Punch durchschneidend, hakenförmig, einfachbeweglich Punch cutting through, hook shape, single action	ED-005-453-25

3mm Einsatz mit Schaft allein <i>Insert with sheath only</i>			3mm Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
280mm	200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	280mm	200mm
EC-003-001	EC-003-001-20		Metzenbaumschere , gebogen, kurz, doppelbeweglich Metzenbaum scissors , curved, short, double action	EC-003-003	EC-003-003-20
EC-003-031	EC-003-031-20		Hakenschere , einfachbeweglich Hook scissors , single action	EC-003-033	EC-003-033-20
EC-003-041	EC-003-041-20		Schere , gerade, doppelbeweglich Scissors , straight, double action	EC-003-043	EC-003-043-20
EC-003-051	EC-003-051-20		Mikroschere , gerade, einfachbeweglich Micro scissors , straight, single action	EC-003-053	EC-003-053-20
EC-003-061	EC-003-061-20		Schere , gerade, gezahnt, doppelbeweglich Scissors , straight, serrated, double action	EC-003-063	EC-003-063-20

3mm Einsatz mit Schaft allein Insert with sheath only			3mm Instrument komplett Instrument complete		
					
280mm	200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	280mm	200mm
EC-003-121	EC-003-121-20		Maryland Dissektionszange, doppelbeweglich Maryland dissecting forceps, double action	EC-003-123	EC-003-123-20
EC-003-151	EC-003-151-20		Präparier- und Faßzange , doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, double action	EC-003-153	EC-003-153-20
EC-003-111	EC-003-111-20		Präparier- und Faßzange , gefenestert, doppelbeweglich Dissecting and grasping forceps, fenestrated, double action	EC-003-113	EC-003-113-20
EC-003-181	EC-003-181-20		Kelly Präparier- und Faßzange, doppelbeweglich Kelly dissecting and grasping forceps, double action	EC-003-183	EC-003-183-20
EC-003-191	EC-003-191-20		Löffel Probeexzisionszange, doppelbeweglich Spoon biopsy forceps, double action	EC-003-193	EC-003-193-20
EC-003-171	EC-003-171-20		Mixer Dissektionszange, doppelbeweglich Mixer dissecting forceps, double action	EC-003-173	EC-003-173-20
EC-003-071	EC-003-071-20		Atraumatische Faßzange SLIM , doppelbeweglich Atraumatic grasping forceps SLIM , double action	EC-003-073	EC-003-073-20
EC-003-201	EC-003-201-20		Kelly Dissektionszange, einfachbeweglich Kelly dissecting forceps, single action	EC-003-203	EC-003-203-20

3mm Einsatz allein <i>Insert only</i>			3mm Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
280mm	200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	280mm	200mm
ED-003-011	ED-003-011-20		Fundus Fasszange, doppelbeweglich Fundus grasping forceps, double action	ED-003-013	ED-003-013-20
ED-003-021	ED-003-021-20		Cobra Fasszange, 2 x 3 Zähne, doppelbeweglich Cobra grasping forceps, 2 x 3 teeth, double action	ED-003-023	ED-003-023-20
ED-003-031	ED-003-031-20		Alligator Fass- und Probe- exzisionszange, doppelbeweglich Alligator grasping and biopsy forceps, double action	ED-003-033	ED-003-033-20
ED-003-201	ED-003-201-20		Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	ED-003-203	ED-003-203-20
ED-003-071	ED-003-071-20		Slim Fasszange, atraumatisch, doppelbeweglich Slim grasping forceps, atraumatic, double action	ED-003-073	ED-003-073-20
ED-003-051	ED-003-051-20		Babcock Fasszange, kurz, doppelbeweglich Babcock grasping forceps, short, double action	ED-003-053	ED-003-053-20
ED-003-081	ED-003-081-20		DeBaKey atraumatische Fasszange, doppelbeweglich DeBaKey atraumatic grasping forceps, double action	ED-003-083	ED-003-083-20
ED-003-101	ED-003-101-20		Allis Fasszange, doppelbeweglich Allis grasping forceps, double action	ED-003-103	ED-003-103-20
ED-003-091	ED-003-091-20		Bowel Darmfasszange, doppelbeweglich Bowel intestinal grasping forceps, double action	ED-003-093	ED-003-093-20



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-011 Ø 3mm axialer Nadelhalter, gerade, Axialgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm
Ø 3mm axial needleholder, straight, axial handle, TC-insert, working length 280mm



EG-003-012 Ø 3mm axialer Nadelhalter, links gebogen, Axialgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm
Ø 3mm axial needleholder, curved left, axial handle, TC-insert, working length 280mm



EG-003-013 Ø 3mm axialer Nadelhalter, rechts gebogen, Axialgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm
Ø 3mm axial needleholder, curved right, axial handle, TC-insert, working length 280mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EG-003-031 Ø 3mm Nadelhalter, gerade, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm
Ø 3mm needleholder, straight, ring handle, TC-insert, working length 280mm



EG-003-032 Ø 3mm Nadelhalter, links gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm
Ø 3mm needleholder, curved left, ring handle, TC-insert, working length 280mm



EG-003-034 Ø 3mm Nadelhalter, rechts gebogen, Ringgriff, TC-Einsatz, Arbeitslänge 280mm
Ø 3mm needleholder, curved right, ring handle, TC-insert, working length 280mm





Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-087	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-088	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-089	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-090	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-091	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-092	Ø 3mm STEMA LIGHT axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EG-003-124	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 220mm	
EG-003-125	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter gerade, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder straight, TC insert, working length 330mm	
EG-003-126	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 220mm	
EG-003-127	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter links gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved left, TC insert, working length 330mm	
EG-003-128	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 220mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 220mm	
EG-003-129	Ø 3mm STEMA LIGHT gewinkelter axialer Nadelhalter rechts gebogen, TC-Einsatz, Arbeitslänge 330mm Ø 3mm STEMA LIGHT angled axial needleholder curved right, TC insert, working length 330mm	



Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-006-002

Ringgriff für zerlegbare bipolare
 Koagulationszangen
*Ring handle for detachable bipolar
 coagulation forceps*

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-007-002

Standardgriff für zerlegbare bipolare
 Koagulationszangen
*Standard handle for detachable bipolar
 coagulation forceps*




Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-006-003-20


Ø 3mm Schaft für zerlegbare Mikroline Koagulationszangen, 200mm
Ø 3mm sheath for detachable Microline coagulation forceps, 200mm

EK-006-003

Ø 3mm Schaft für zerlegbare Mikroline Koagulationszangen, 340mm
Ø 3mm sheath for detachable Microline coagulation forceps, 340mm



EK-006-001-20 /
EK-006-001



EK-007-001-20 /
EK-007-001

Bestell-Nr.
Ordering no.

EK-006-001-20

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Ringgriff** (ohne Einsatz), 200mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with ring handle** (without insert), 200mm*

EK-006-001

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Ringgriff** (ohne Einsatz), 340mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with ring handle** (without insert), 340mm*

EK-007-001-20

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Standardgriff** (ohne Einsatz), 200mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with standard handle** (without insert), 200mm*

EK-007-001

3mm bipolare Koagulationszange, zerlegbar, **komplett mit Standardgriff** (ohne Einsatz), 340mm
*3mm bipolar coagulation forceps, detachable, **complete with standard handle** (without insert), 340mm*

Einsatz allein <i>Insert only</i>			Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
200mm	340mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm	340mm
EK-008-010-20	EK-008-010		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-006-010-20	EK-006-010
EK-008-011-20	EK-008-011		Pinzettenelektrode, 1 mm Spitze Fluted bit electrode, 1 mm tip	EK-006-011-20	EK-006-011

Einsatz allein <i>Insert only</i>			Instrument komplett <i>Instrument complete</i>		
					
200mm	340mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	200mm	340mm
EK-008-010-20	EK-008-010		Tubenfasszangenelektrode, gewellter Steg Tubal grasping forceps electrode, rippled bar	EK-007-010-20	EK-007-010
EK-008-011-20	EK-008-011		Pinzettenelektrode, 1 mm Spitze Fluted bit electrode, 1 mm tip	EK-007-011-20	EK-007-011



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-003-100

Griff für Mikro Superline Koagulationszange
Handle for Micro Superline coagulation forceps



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

EK-003-102

Ø 3mm Schaft für zerlegbare bipolare Mikro Superline Koagulationszangen, 290mm
Ø 3mm sheath for detachable bipolar Mikro Superline coagulation forceps, 290mm

EK-003-101

Ø 3mm Schaft für zerlegbare bipolare Mikro Superline Koagulationszangen, 200mm
Ø 3mm sheath for detachable bipolar Mikro Superline coagulation forceps, 200mm

Einsatz allein Insert only			Instrument komplett Instrument complete		
290mm	200mm	Maul Tip	Bezeichnung Description	290mm	200mm
EK-003-107	EK-003-105		Mikro Superline bipolare Koagulationszange Maryland Micro Superline bipolar coagulation forceps Maryland	EK-003-117	EK-003-115
EK-003-108	EK-003-106		Mikro Superline bipolare Koagulationszange Micro Superline bipolar coagulation forceps	EK-003-118	EK-003-116



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-030-010 Reinigungspistole komplett inklusive 9 verschiedenen Aufsätzen
Cleaning pistol complete inclusive 9 different tips



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-030-001 Ø 3mm Reinigungsbürste, Länge 420mm, Packung mit 10 Stück
Ø 3mm cleaning brush, length 420mm, package of 10 pieces


EJ-030-002 Ø 5mm Reinigungsbürste, Länge 420mm, Packung mit 10 Stück
Ø 5mm cleaning brush, length 420mm, package of 10 pieces

EJ-030-003 Ø 10mm Reinigungsbürste, Länge 420mm, Packung mit 10 Stück
Ø 10mm cleaning brush, length 420mm, package of 10 pieces



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-030-031 Spezialfett für Hähne, Ventile und Instrumente, Tube mit 8 Gramm
Special grease for stopcocks, valves and instruments, tube with 8 grams



Bestell-Nr.
Ordering no.

EJ-030-032 Polierpaste für Optiken, Tube mit 3 Gramm, 50 Stück / Pack
Polishing paste for scopes, tube with 3 grams, 50 pieces / pack



Bestell-Nr.
Ordering no.

FA-020-020


Lagerungsrack für Laparoskopieinstrumente
Storage rack for laparoscopic instruments

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Container-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Container-Systems**.



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

FA-010-001	Siebkorb für 1 Endoskop mit Deckel, Abmessungen 290 x 80 x 52mm (L x B x H) Wire basket for 1 endoscope with lid, dimensions 290 x 80 x 52mm (l x w x h)
FA-010-002	Siebkorb für 1 Endoskop mit Deckel, Abmessungen 460 x 80 x 52mm (L x B x H) Wire basket for 1 endoscope with lid, dimensions 460 x 80 x 52mm (l x w x h)
FA-010-003	Siebkorb für 1 Endoskop, Abmessungen 670 x 80 x 52mm (L x B x H) Wire basket for 1 endoscope with lid, dimensions 670 x 80 x 52mm (l x w x h)
FA-010-004	Siebkorb für 2 Endoskope mit Deckel, Abmessungen 290 x 80 x 52mm (L x B x H) Wire basket for 2 endoscopes with lid, dimensions 290 x 80 x 52mm (l x w x h)
FA-010-005	Siebkorb für 2 Endoskope mit Deckel, Abmessungen 460 x 80 x 52mm (L x B x H) Wire basket for 2 endoscopes with lid, dimensions 460 x 80 x 52mm (l x w x h)



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

FA-010-006	Siebkorb für 1 Endoskop und 1 Kaltlichtkabel mit Deckel, Abmessungen 670 x 80 x 52mm (L x B x H) Wire basket for 1 endoscope and 1 cold light cable with lid, dimensions 670 x 80 x 52mm (l x w x h)
-------------------	---

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Container-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Container-Systems**.



Bestell-Nr.
Ordering no.

FA-001-001	Endoskop-Container, Deckel silber , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 450 x 70 x 70mm (L x B x H) <i>Endoscope container, lid silver, lid/bottom perforated (without filter), dimensions 450 x 70 x 70mm (l x w x h)</i>
FA-001-001-G	Endoskop-Container, Deckel grün , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 450 x 70 x 70mm (L x B x H) <i>Endoscope container, lid green, lid/bottom perforated (without filter), dimensions 450 x 70 x 70mm (l x w x h)</i>
FA-001-001-R	Endoskop-Container, Deckel rot , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 450 x 70 x 70mm (L x B x H) <i>Endoscope container, lid red, lid/bottom perforated (without filter), dimensions 450 x 70 x 70mm (l x w x h)</i>
FA-002-001	Endoskop-Container, Deckel silber , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 250 x 60 x 50mm (L x B x H) <i>Endoscope container, lid silver, lid/bottom perforated (without filter), dimensions 250 x 60 x 50mm (l x w x h)</i>
FA-002-001-G	Endoskop-Container, Deckel grün , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 250 x 60 x 50mm (L x B x H) <i>Endoscope container, lid green, lid/bottom perforated (without filter), dimensions 250 x 60 x 50mm (l x w x h)</i>
FA-002-001-R	Endoskop-Container, Deckel rot , Deckel/Boden gelocht (ohne Filter), Abmessungen 250 x 60 x 50mm (L x B x H) <i>Endoscope container, lid red, lid/bottom perforated (without filter), dimensions 250 x 60 x 50mm (l x w x h)</i>

Hinweis: Für weitere Modelle fordern Sie bitte unseren Katalog für **Container-Systeme** an.
Advice: For further models please kindly request our catalogue for **Container-Systems**.

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EA-000-001	113	EC-001-004	57	EC-005-004	61	EC-005-144	63
EA-000-002	113	EC-001-005	57	EC-005-011	61	EC-005-151	62
EA-000-001	113	EC-001-006	57	EC-005-011-25	122	EC-005-151-25	123
EA-000-002	113	EC-003-001	131	EC-005-012	61	EC-005-152	62
EA-001-001	8	EC-003-001-20	131	EC-005-013	61	EC-005-153	62
EA-001-001	113	EC-003-003	131	EC-005-013-25	122	EC-005-153-25	123
EA-001-002	8	EC-003-003-20	131	EC-005-014	61	EC-005-154	62
EA-001-002	113	EC-003-031	131	EC-005-021	61	EC-005-161	62
EA-001-011	9	EC-003-031-20	131	EC-005-021-25	122	EC-005-161-25	123
EA-001-011	113	EC-003-033	131	EC-005-022	61	EC-005-162	62
EA-001-012	9	EC-003-033-20	131	EC-005-023	61	EC-005-163	62
EA-001-012	113	EC-003-041	131	EC-005-023-25	122	EC-005-163-25	123
EA-002-001	8	EC-003-041-20	131	EC-005-024	61	EC-005-164	62
EA-002-002	8	EC-003-043	131	EC-005-031	61	EC-005-171	62
EA-002-003	8	EC-003-043-20	131	EC-005-031-25	122	EC-005-171-25	123
EA-002-006	8	EC-003-051	131	EC-005-032	61	EC-005-172	62
EA-002-007	9	EC-003-051-20	131	EC-005-033	61	EC-005-173	62
EA-002-008	9	EC-003-053	131	EC-005-033-25	122	EC-005-173-25	123
EA-002-009	9	EC-003-053-20	131	EC-005-034	61	EC-005-174	62
EA-002-011	9	EC-003-061	131	EC-005-041	61	EC-005-181	63
EA-002-012	9	EC-003-061-20	131	EC-005-041-25	122	EC-005-181-25	124
EA-002-013	9	EC-003-063	131	EC-005-042	61	EC-005-182	63
EA-002-014	9	EC-003-063-20	131	EC-005-043	61	EC-005-183	63
EA-002-015	9	EC-003-071	132	EC-005-043-25	122	EC-005-183-25	124
EA-002-016	9	EC-003-071-20	132	EC-005-044	61	EC-005-184	63
EA-002-021	10	EC-003-073	132	EC-005-051	61	EC-005-191	65
EA-002-022	10	EC-003-073-20	132	EC-005-051-25	122	EC-005-191-25	126
EA-002-023	10	EC-003-111	132	EC-005-052	61	EC-005-192	65
EA-002-024	9	EC-003-111-20	132	EC-005-053	61	EC-005-193	65
EA-002-025	9	EC-003-113	132	EC-005-053-25	122	EC-005-193-25	126
EA-002-026	9	EC-003-113-20	132	EC-005-054	61	EC-005-194	65
EA-002-031	10	EC-003-121	132	EC-005-061	61	EC-005-201	65
EA-002-032	10	EC-003-121-20	132	EC-005-061-25	122	EC-005-201-25	126
EA-002-033	10	EC-003-123	132	EC-005-062	61	EC-005-202	65
EA-003-001	8	EC-003-123-20	132	EC-005-063	61	EC-005-203	65
EA-003-002	8	EC-003-151	132	EC-005-063-25	122	EC-005-203-25	126
EA-003-003	9	EC-003-151-20	132	EC-005-064	61	EC-005-204	65
EA-003-004	9	EC-003-153	132	EC-005-111	62	EC-005-211	62
EA-003-005	8	EC-003-153-20	132	EC-005-111-25	123	EC-005-211-25	123
EA-003-006	8	EC-003-171	132	EC-005-112	62	EC-005-212	62
EA-003-007	9	EC-003-171-20	132	EC-005-113	62	EC-005-213	62
EA-003-008	8	EC-003-173	132	EC-005-113-25	123	EC-005-213-25	123
EA-003-011	9	EC-003-173-20	132	EC-005-114	62	EC-005-214	62
EA-003-012	9	EC-003-181	132	EC-005-121	63	EC-005-221	65
EA-003-015	9	EC-003-181-20	132	EC-005-121-25	124	EC-005-221-25	126
EA-003-016	9	EC-003-183	132	EC-005-122	63	EC-005-222	65
EA-003-018	9	EC-003-183-20	132	EC-005-123	63	EC-005-223	65
EA-003-025	10	EC-003-191	132	EC-005-123-25	124	EC-005-223-25	126
EA-003-026	10	EC-003-191-20	132	EC-005-124	63	EC-005-224	65
EA-003-027	10	EC-003-193	132	EC-005-131	63	EC-005-231	64
EA-003-031	10	EC-003-193-20	132	EC-005-131-25	124	EC-005-231-25	125
EA-003-032	10	EC-003-201	132	EC-005-132	63	EC-005-232	64
EA-003-033	10	EC-003-201-20	132	EC-005-133	63	EC-005-233	64
EA-004-001	11	EC-003-203	132	EC-005-133-25	124	EC-005-233-25	125
EA-004-002	11	EC-003-203-20	132	EC-005-134	63	EC-005-234	64
EC-001-001	58	EC-005-001	61	EC-005-141	63	EC-005-241	64
EC-001-001	119	EC-005-001-25	122	EC-005-141-25	124	EC-005-241-25	125
EC-001-002	59	EC-005-002	61	EC-005-142	63	EC-005-242	64
EC-001-002	120	EC-005-003	61	EC-005-143	63	EC-005-243	64
EC-001-003	57	EC-005-003-25	122	EC-005-143-25	124	EC-005-243-25	125
EC-001-003-25	118						

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EC-005-244	64	EC-005-361-25	123	EC-010-174	71	ED-003-101	133
EC-005-251	65	EC-005-362	62	EC-010-191	71	ED-003-101-20	133
EC-005-251-25	126	EC-005-363	62	EC-010-192	71	ED-003-103	133
EC-005-252	65	EC-005-363-25	123	EC-010-193	71	ED-003-103-20	133
EC-005-253	65	EC-005-364	62	EC-010-194	71	ED-003-201	133
EC-005-253-25	126	EC-005-371	61	EC-010-201	71	ED-003-201-20	133
EC-005-254	65	EC-005-371-25	122	EC-010-202	71	ED-003-203	133
EC-005-261	65	EC-005-372	61	EC-010-203	71	ED-003-203-20	133
EC-005-261-25	126	EC-005-373	61	EC-010-204	71	ED-005-011	66
EC-005-262	65	EC-005-373-25	122	EC-010-211	71	ED-005-011-25	127
EC-005-263	65	EC-005-374	61	EC-010-212	71	ED-005-012	66
EC-005-263-25	126	EC-005-391	62	EC-010-213	71	ED-005-013	66
EC-005-264	65	EC-005-391-25	123	EC-010-214	71	ED-005-013-25	127
EC-005-271	63	EC-005-392	62	EC-505-293	86	ED-005-014	66
EC-005-271-25	124	EC-005-393	62	EC-505-294	86	ED-005-021	66
EC-005-272	63	EC-005-393-25	123	ED-001-001	58	ED-005-021-25	127
EC-005-273	63	EC-005-394	62	ED-001-001	119	ED-005-022	66
EC-005-273-25	124	EC-005-401	65	ED-001-002	59	ED-005-023	66
EC-005-274	63	EC-005-401-25	126	ED-001-002	120	ED-005-023-25	127
EC-005-291	86	EC-005-402	65	ED-001-003	59	ED-005-024	66
EC-005-292	86	EC-005-403	65	ED-001-003	120	ED-005-031	67
EC-005-293	86	EC-005-403-25	126	ED-001-004	60	ED-005-031-25	128
EC-005-294	86	EC-005-404	65	ED-001-004	121	ED-005-032	67
EC-005-301	64	EC-005-411	63	ED-001-005	59	ED-005-033	67
EC-005-301-25	125	EC-005-411-25	124	ED-001-005	120	ED-005-033-25	128
EC-005-302	64	EC-005-412	63	ED-001-006	60	ED-005-034	67
EC-005-303	64	EC-005-413	63	ED-001-006	121	ED-005-041	66
EC-005-303-25	125	EC-005-413-25	124	ED-001-007	60	ED-005-041-25	127
EC-005-304	64	EC-005-414	63	ED-001-007	121	ED-005-042	66
EC-005-311	61	EC-005-421	62	ED-001-008	58	ED-005-043	66
EC-005-311-25	122	EC-005-421-25	123	ED-001-009	60	ED-005-043-25	127
EC-005-312	61	EC-005-422	62	ED-001-009	121	ED-005-044	66
EC-005-313	61	EC-005-423	62	ED-003-011	133	ED-005-051	66
EC-005-313-25	122	EC-005-423-25	123	ED-003-011-20	133	ED-005-051-25	127
EC-005-314	61	EC-005-424	62	ED-003-013	133	ED-005-052	66
EC-005-321	64	EC-005-431	63	ED-003-013-20	133	ED-005-053	66
EC-005-321-25	125	EC-005-431-25	124	ED-003-021	133	ED-005-053-25	127
EC-005-322	64	EC-005-432	63	ED-003-021-20	133	ED-005-054	66
EC-005-323	64	EC-005-433	63	ED-003-023	133	ED-005-061	67
EC-005-323-25	125	EC-005-433-25	124	ED-003-023-20	133	ED-005-061-25	128
EC-005-324	64	EC-005-434	63	ED-003-031	133	ED-005-062	67
EC-005-331	64	EC-010-011	70	ED-003-031-20	133	ED-005-063	67
EC-005-331-25	125	EC-010-012	70	ED-003-033	133	ED-005-063-25	128
EC-005-332	64	EC-010-013	70	ED-003-033-20	133	ED-005-064	67
EC-005-333	64	EC-010-014	70	ED-003-051	133	ED-005-071	68
EC-005-333-25	125	EC-010-021	70	ED-003-051-20	133	ED-005-071-25	129
EC-005-334	64	EC-010-022	70	ED-003-053	133	ED-005-072	68
EC-005-341	64	EC-010-023	70	ED-003-053-20	133	ED-005-073	68
EC-005-341-25	125	EC-010-024	70	ED-003-071	133	ED-005-073-25	129
EC-005-342	64	EC-010-121	71	ED-003-071-20	133	ED-005-074	68
EC-005-343	64	EC-010-122	71	ED-003-073	133	ED-005-081	66
EC-005-343-25	125	EC-010-123	71	ED-003-073-20	133	ED-005-081-25	127
EC-005-344	64	EC-010-124	71	ED-003-081	133	ED-005-082	66
EC-005-351	61	EC-010-141	71	ED-003-081-20	133	ED-005-083	66
EC-005-351-25	122	EC-010-142	71	ED-003-083	133	ED-005-083-25	127
EC-005-352	61	EC-010-143	71	ED-003-083-20	133	ED-005-084	66
EC-005-353	61	EC-010-144	71	ED-003-091	133	ED-005-091	69
EC-005-353-25	122	EC-010-171	71	ED-003-091-20	133	ED-005-091-25	128
EC-005-354	61	EC-010-172	71	ED-003-093	133	ED-005-092	69
EC-005-361	62	EC-010-173	71	ED-003-093-20	133	ED-005-093	69

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
ED-005-093-25	128	ED-005-263-25	128	ED-005-393-25	129	ED-010-232	72
ED-005-094	69	ED-005-264	69	ED-005-394	68	ED-010-233	72
ED-005-101	66	ED-005-281	68	ED-005-401	69	ED-010-234	72
ED-005-101-25	127	ED-005-281-25	129	ED-005-401-25	128	ED-010-241	72
ED-005-102	66	ED-005-282	68	ED-005-402	69	ED-010-242	72
ED-005-103	66	ED-005-283	68	ED-005-403	69	ED-010-243	72
ED-005-103-25	127	ED-005-283-25	129	ED-005-403-25	128	ED-010-244	72
ED-005-104	66	ED-005-284	68	ED-005-404	69	ED-010-251	72
ED-005-111	69	ED-005-311	67	ED-005-411	69	ED-010-252	72
ED-005-111-25	128	ED-005-311-25	128	ED-005-411-25	128	ED-010-253	72
ED-005-112	69	ED-005-312	67	ED-005-412	69	ED-010-254	72
ED-005-113	69	ED-005-313	67	ED-005-413	69	ED-010-261	73
ED-005-113-25	128	ED-005-313-25	128	ED-005-413-25	128	ED-010-262	73
ED-005-114	69	ED-005-314	67	ED-005-414	69	ED-010-263	73
ED-005-151	69	ED-005-321	67	ED-005-421	68	ED-010-263-A	74
ED-005-151-25	128	ED-005-321-25	128	ED-005-421-25	129	ED-010-264	73
ED-005-152	69	ED-005-322	67	ED-005-422	68	ED-010-281	73
ED-005-153	69	ED-005-323	67	ED-005-423	68	ED-010-282	73
ED-005-153-25	128	ED-005-323-25	128	ED-005-423-25	129	ED-010-283	73
ED-005-154	69	ED-005-324	67	ED-005-424	68	ED-010-284	73
ED-005-161	68	ED-005-331	66	ED-005-431	67	ED-010-291	73
ED-005-161-25	129	ED-005-331-25	127	ED-005-431-25	128	ED-010-292	73
ED-005-162	68	ED-005-332	66	ED-005-432	67	ED-010-293	73
ED-005-163	68	ED-005-333	66	ED-005-433	67	ED-010-294	73
ED-005-163-25	129	ED-005-333-25	127	ED-005-433-25	128	ED-010-301	72
ED-005-164	68	ED-005-334	66	ED-005-434	67	ED-010-302	72
ED-005-171	67	ED-005-341	68	ED-005-451	69	ED-010-303	72
ED-005-171-25	128	ED-005-341-25	129	ED-005-451-25	128	ED-010-304	72
ED-005-172	67	ED-005-342	68	ED-005-452	69	ED-010-311	72
ED-005-173	67	ED-005-343	68	ED-005-453	69	ED-010-312	72
ED-005-173-25	128	ED-005-343-25	129	ED-005-453-25	128	ED-010-313	72
ED-005-174	67	ED-005-344	68	ED-005-454	69	ED-010-314	72
ED-005-181	67	ED-005-351	68	ED-010-011	73	ED-010-321	72
ED-005-181-25	128	ED-005-351-25	129	ED-010-012	73	ED-010-322	72
ED-005-182	67	ED-005-352	68	ED-010-013	73	ED-010-323	72
ED-005-183	67	ED-005-353	68	ED-010-014	73	ED-010-324	72
ED-005-183-25	128	ED-005-353-25	129	ED-010-051	72	ED-010-331	73
ED-005-184	67	ED-005-354	68	ED-010-052	72	ED-010-332	73
ED-005-191	66	ED-005-361	66	ED-010-053	72	ED-010-333	73
ED-005-191-25	127	ED-005-361-25	127	ED-010-053-A	74	ED-010-334	73
ED-005-192	66	ED-005-362	66	ED-010-054	72	ED-010-341	72
ED-005-193	66	ED-005-363	66	ED-010-081	72	ED-010-342	72
ED-005-193-25	127	ED-005-363-25	127	ED-010-082	72	ED-010-343	72
ED-005-194	66	ED-005-364	66	ED-010-083	72	ED-010-344	72
ED-005-201	67	ED-005-371	66	ED-010-083-A	74	ED-010-351	73
ED-005-201-25	128	ED-005-371-25	127	ED-010-084	72	ED-010-352	73
ED-005-202	67	ED-005-372	66	ED-010-101	73	ED-010-353	73
ED-005-203	67	ED-005-373	66	ED-010-102	73	ED-010-354	73
ED-005-203-25	128	ED-005-373-25	127	ED-010-103	73	ED-010-361	72
ED-005-204	67	ED-005-374	66	ED-010-103-A	74	ED-010-362	72
ED-005-211	68	ED-005-381	67	ED-010-104	73	ED-010-363	72
ED-005-211-25	129	ED-005-381-25	128	ED-010-161	73	ED-010-364	72
ED-005-212	68	ED-005-382	67	ED-010-162	73	ED-020-001	97
ED-005-213	68	ED-005-383	67	ED-010-163	73	ED-020-005	75
ED-005-213-25	129	ED-005-383-25	128	ED-010-164	73	ED-020-006	75
ED-005-214	68	ED-005-384	67	ED-010-221	73	ED-020-007	75
ED-005-261	69	ED-005-391	68	ED-010-222	73	ED-020-008	75
ED-005-261-25	128	ED-005-391-25	129	ED-010-223	73	ED-020-009	75
ED-005-262	69	ED-005-392	68	ED-010-224	73	ED-030-001	76
ED-005-263	69	ED-005-393	68	ED-010-231	72	ED-030-002	76

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
ED-030-003	76	EE-002-006	55	EG-002-002	90	EG-003-022-45	81
ED-030-004	76	EE-002-010	55	EG-002-002	91	EG-003-023	81
ED-030-005	76	EE-002-011	55	EG-002-003	90	EG-003-023-45	81
ED-030-006	76	EE-004-000	51	EG-002-004	90	EG-003-024	81
ED-030-007	76	EE-004-001	51	EG-002-005	90	EG-003-024-45	81
ED-030-008	76	EE-004-001	52	EG-002-006	90	EG-003-031	81
ED-030-009	76	EE-004-002	51	EG-002-007	90	EG-003-031	134
ED-030-010	76	EE-004-002	52	EG-002-008	90	EG-003-032	81
ED-030-011	76	EE-004-003	51	EG-002-010	90	EG-003-032	134
EE-000-001	117	EE-004-003	52	EG-002-011	90	EG-003-034	81
EE-000-001-20	117	EE-004-005	51	EG-002-012	90	EG-003-034	134
EE-000-001-25	117	EE-004-005	52	EG-002-013	90	EG-003-041	85
EE-000-002	117	EE-004-006	51	EG-002-014	90	EG-003-042	78
EE-000-002-20	117	EE-004-006	52	EG-002-015	90	EG-003-043	78
EE-000-002-25	117	EE-004-021	52	EG-002-020	89	EG-003-044	78
EE-000-003	117	EE-004-022	52	EG-002-021	89	EG-003-045	78
EE-000-003-20	117	EE-004-025	52	EG-002-022	89	EG-003-045-1	78
EE-000-003-25	117	EE-005-001	56	EG-002-023	89	EG-003-046	78
EE-000-005	117	EE-005-002	56	EG-002-024	89	EG-003-047	78
EE-000-005-20	117	EE-005-003	56	EG-002-025	89	EG-003-048	78
EE-000-005-25	117	EE-005-005	56	EG-002-026	89	EG-003-049	78
EE-000-006	117	EE-005-006	56	EG-002-028	89	EG-003-050	78
EE-000-006-20	117	EE-005-021	56	EG-002-029	89	EG-003-051	78
EE-000-006-25	117	EE-005-022	56	EG-002-030	88	EG-003-052	78
EE-001-001	53	EE-005-023	56	EG-002-031	88	EG-003-053	78
EE-001-002	53	EE-005-025	56	EG-002-032	88	EG-003-054	78
EE-001-003	53	EE-005-026	56	EG-002-035	88	EG-003-055	78
EE-001-005	53	EE-010-001	107	EG-002-036	88	EG-003-056	78
EE-001-006	53	EE-010-002	107	EG-002-040	88	EG-003-057	78
EE-001-011	53	EE-010-003	107	EG-002-041	88	EG-003-058	78
EE-001-012	53	EE-010-004	107	EG-002-042	88	EG-003-059	78
EE-001-013	53	EE-010-011	107	EG-002-043	88	EG-003-066	84
EE-001-015	53	EE-010-012	107	EG-002-046	88	EG-003-067	84
EE-001-016	53	EE-010-013	107	EG-002-050	91	EG-003-068	84
EE-001-021	53	EE-010-014	107	EG-002-051	91	EG-003-069	84
EE-001-022	53	EE-010-030	107	EG-002-052	91	EG-003-075	79
EE-001-023	53	EE-010-040	107	EG-002-053	91	EG-003-076	79
EE-001-025	53	EG-001-001	87	EG-002-055	91	EG-003-077	79
EE-001-026	53	EG-001-002	87	EG-002-056	91	EG-003-078	79
EE-001-031	53	EG-001-003	87	EG-002-057	91	EG-003-079	79
EE-001-032	53	EG-001-011	87	EG-002-058	91	EG-003-080	79
EE-001-033	53	EG-001-013	87	EG-003-001	77	EG-003-081	79
EE-001-035	53	EG-001-161	82	EG-003-001-45	77	EG-003-082	79
EE-001-036	53	EG-001-162	82	EG-003-002	77	EG-003-083	79
EE-001-041	54	EG-001-163	82	EG-003-002-45	77	EG-003-084	79
EE-001-042	54	EG-001-164	82	EG-003-003	77	EG-003-085	79
EE-001-043	54	EG-001-165	82	EG-003-003-45	77	EG-003-086	79
EE-001-045	54	EG-001-166	82	EG-003-004	77	EG-003-087	79
EE-001-046	54	EG-001-167	82	EG-003-004-45	77	EG-003-087	135
EE-001-051	54	EG-001-168	82	EG-003-005	77	EG-003-088	79
EE-001-052	54	EG-001-197	82	EG-003-005-45	77	EG-003-088	135
EE-001-053	54	EG-001-198	82	EG-003-011	77	EG-003-089	79
EE-001-055	54	EG-001-199	82	EG-003-011	134	EG-003-089	135
EE-001-056	54	EG-001-200	82	EG-003-012	77	EG-003-090	79
EE-002-000	55	EG-001-201	82	EG-003-012	134	EG-003-090	135
EE-002-001	55	EG-001-202	82	EG-003-013	77	EG-003-091	79
EE-002-002	55	EG-001-203	82	EG-003-013	134	EG-003-091	135
EE-002-003	55	EG-001-204	82	EG-003-021	81	EG-003-092	79
EE-002-004	55	EG-002-001	90	EG-003-021-45	81	EG-003-092	135
EE-002-005	55	EG-002-001	91	EG-003-022	81	EG-003-093	80

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EG-003-094	80	EG-003-194	83	EH-007-109	19	EH-011-003	14
EG-003-095	80	EG-003-195	83	EH-007-110	19	EH-011-009	14
EG-003-096	80	EG-003-196	83	EH-007-203	19	EH-011-010	14
EG-003-097	80	EG-004-001	87	EH-007-209	19	EH-011-301	14
EG-003-098	80	EG-004-002	87	EH-007-210	19	EH-011-303	14
EG-003-099	80	EH-000-001	114	EH-008-003	19	EH-011-309	14
EG-003-100	80	EH-000-101	114	EH-008-009	19	EH-011-310	14
EG-003-101	85	EH-000-201	114	EH-008-010	19	EH-014-001	21
EG-003-102	85	EH-001-001	114	EH-008-103	19	EH-014-003	21
EG-003-103	85	EH-001-101	114	EH-008-109	19	EH-014-006	21
EG-003-104	85	EH-001-201	114	EH-008-110	19	EH-014-007	21
EG-003-120	80	EH-005-001	16	EH-008-203	19	EH-014-008	21
EG-003-121	80	EH-005-001	114	EH-008-209	19	EH-014-009	21
EG-003-122	80	EH-005-002	16	EH-008-210	19	EH-014-010	21
EG-003-123	80	EH-005-003	16	EH-009-001	15	EH-014-018	31
EG-003-124	80	EH-005-006	16	EH-009-002	15	EH-014-019	31
EG-003-124	135	EH-005-007	16	EH-009-003	15	EH-014-020	31
EG-003-125	80	EH-005-008	16	EH-009-006	15	EH-014-101	21
EG-003-125	135	EH-005-009	16	EH-009-007	15	EH-014-103	21
EG-003-126	80	EH-005-010	16	EH-009-008	15	EH-014-106	21
EG-003-126	135	EH-005-018	30	EH-009-009	15	EH-014-107	21
EG-003-127	80	EH-005-019	30	EH-009-010	15	EH-014-108	21
EG-003-127	135	EH-005-020	30	EH-009-011	15	EH-014-109	21
EG-003-128	80	EH-005-101	16	EH-009-012	28	EH-014-110	21
EG-003-128	135	EH-005-101	114	EH-009-013	28	EH-014-118	31
EG-003-129	80	EH-005-102	16	EH-009-018	30	EH-014-119	31
EG-003-129	135	EH-005-103	16	EH-009-019	30	EH-014-120	31
EG-003-150	83	EH-005-106	16	EH-009-020	30	EH-014-201	21
EG-003-151	82	EH-005-107	16	EH-009-101	15	EH-014-203	21
EG-003-152	82	EH-005-108	16	EH-009-102	15	EH-014-206	21
EG-003-153	82	EH-005-109	16	EH-009-103	15	EH-014-207	21
EG-003-154	82	EH-005-110	16	EH-009-106	15	EH-014-208	21
EG-003-155	82	EH-005-118	30	EH-009-107	15	EH-014-209	21
EG-003-156	82	EH-005-119	30	EH-009-108	15	EH-014-210	21
EG-003-157	82	EH-005-120	30	EH-009-109	15	EH-014-218	31
EG-003-158	82	EH-005-201	16	EH-009-110	15	EH-014-219	31
EG-003-169	85	EH-005-201	114	EH-009-111	15	EH-014-220	31
EG-003-170	83	EH-005-202	16	EH-009-112	28	EH-015-003	21
EG-003-171	83	EH-005-203	16	EH-009-113	28	EH-015-009	21
EG-003-172	83	EH-005-206	16	EH-009-118	30	EH-015-010	21
EG-003-173	83	EH-005-207	16	EH-009-119	30	EH-015-103	21
EG-003-174	83	EH-005-208	16	EH-009-120	30	EH-015-109	21
EG-003-175	83	EH-005-209	16	EH-009-201	15	EH-015-110	21
EG-003-176	83	EH-005-210	16	EH-009-202	15	EH-015-203	21
EG-003-177	83	EH-005-218	30	EH-009-203	15	EH-015-209	21
EG-003-178	83	EH-005-219	30	EH-009-206	15	EH-015-210	21
EG-003-179	83	EH-005-220	30	EH-009-207	15	EH-016-003	23
EG-003-181	83	EH-006-003	16	EH-009-208	15	EH-016-009	23
EG-003-182	83	EH-006-009	16	EH-009-209	15	EH-016-010	23
EG-003-183	83	EH-006-010	16	EH-009-210	15	EH-016-103	23
EG-003-184	83	EH-006-103	16	EH-009-211	15	EH-016-109	23
EG-003-185	83	EH-006-109	16	EH-009-212	28	EH-016-110	23
EG-003-186	83	EH-006-110	16	EH-009-213	28	EH-016-203	23
EG-003-187	83	EH-006-203	16	EH-009-218	30	EH-016-209	23
EG-003-188	83	EH-006-209	16	EH-009-219	30	EH-016-210	23
EG-003-189	83	EH-006-210	16	EH-009-220	30	EH-017-003	23
EG-003-190	83	EH-007-003	19	EH-010-001	114	EH-017-009	23
EG-003-191	83	EH-007-009	19	EH-010-101	114	EH-017-010	23
EG-003-192	83	EH-007-010	19	EH-010-201	114	EH-017-103	23
EG-003-193	83	EH-007-103	19	EH-011-001	14	EH-017-109	23

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EH-017-110	23	EH-029-310	18	EH-035-011	44	EH-041-007	42
EH-017-203	23	EH-029-403	18	EH-035-012	44	EH-041-008	42
EH-017-209	23	EH-029-409	18	EH-035-013	44	EH-041-009	42
EH-017-210	23	EH-029-410	18	EH-035-016	116	EH-041-010	42
EH-022-002	39	EH-029-503	18	EH-035-017	45	EH-041-011	42
EH-022-003	39	EH-029-509	18	EH-035-018	45	EH-041-012	42
EH-022-007	39	EH-029-510	18	EH-035-019	48	EH-041-025	42
EH-022-008	39	EH-030-002	36	EH-035-019	51	EH-041-025	116
EH-022-009	39	EH-030-003	36	EH-035-021	44	EH-041-026	116
EH-022-010	39	EH-030-008	36	EH-035-022	44	EH-042-001	42
EH-022-011	39	EH-030-009	36	EH-035-023	44	EH-042-002	42
EH-022-018	39	EH-030-010	36	EH-035-024	44	EH-042-003	42
EH-022-019	39	EH-032-001	41	EH-035-025	44	EH-042-004	42
EH-022-020	39	EH-032-002	41	EH-035-026	44	EH-042-011	42
EH-022-021	39	EH-032-003	41	EH-035-027	44	EH-042-011	115
EH-022-033	40	EH-032-004	41	EH-035-028	44	EH-042-012	42
EH-022-034	40	EH-032-005	41	EH-035-029	45	EH-042-012	115
EH-022-035	40	EH-032-006	41	EH-035-030	45	EH-042-013	42
EH-022-036	40	EH-032-007	41	EH-035-030-45	45	EH-042-013	115
EH-023-002	39	EH-032-008	41	EH-035-031	49	EH-109-003	17
EH-023-003	39	EH-032-009	41	EH-035-032	49	EH-109-009	17
EH-023-007	39	EH-032-011	41	EH-035-033	49	EH-109-011	17
EH-023-008	39	EH-032-020	41	EH-035-036	44	EH-109-018	33
EH-023-009	39	EH-032-031	41	EH-035-037	44	EH-109-019	33
EH-023-010	39	EH-032-032	41	EH-035-040	44	EH-109-020	33
EH-023-011	39	EH-032-035	41	EH-035-041	44	EH-109-103	17
EH-024-002	39	EH-032-036	41	EH-035-042	44	EH-109-109	17
EH-024-003	39	EH-032-038	41	EH-035-043	44	EH-109-111	17
EH-024-007	39	EH-032-039	41	EH-035-060	50	EH-109-118	33
EH-024-008	39	EH-032-041	41	EH-035-061	50	EH-109-119	33
EH-024-009	39	EH-032-042	41	EH-035-062	50	EH-109-120	33
EH-024-010	39	EH-032-045	41	EH-036-001	46	EH-109-203	17
EH-024-020	39	EH-032-046	41	EH-036-003	46	EH-109-209	17
EH-024-021	39	EH-032-047	41	EH-036-011	47	EH-109-211	17
EH-024-022	39	EH-032-048	41	EH-036-012	47	EH-109-218	33
EH-024-023	39	EH-033-001	13	EH-036-013	47	EH-109-219	33
EH-024-024	39	EH-033-002	13	EH-036-021	47	EH-109-220	33
EH-024-025	39	EH-033-003	13	EH-036-022	47	EH-114-003	22
EH-025-001	40	EH-033-004	13	EH-036-023	47	EH-114-009	22
EH-025-001	115	EH-033-005	13	EH-036-024	47	EH-114-011	22
EH-028-003	15	EH-033-006	13	EH-038-001	116	EH-114-018	34
EH-028-009	15	EH-033-007	13	EH-038-001-25	116	EH-114-019	34
EH-028-010	15	EH-033-008	13	EH-038-002	116	EH-114-020	34
EH-028-103	15	EH-033-009	13	EH-038-002-25	116	EH-114-103	22
EH-028-109	15	EH-033-010	13	EH-038-003	116	EH-114-109	22
EH-028-110	15	EH-033-011	13	EH-038-033	45	EH-114-111	22
EH-028-203	15	EH-033-012	13	EH-038-033	116	EH-114-118	34
EH-028-209	15	EH-033-024	13	EH-039-001	43	EH-114-119	34
EH-028-210	15	EH-033-025	13	EH-040-001	42	EH-114-120	34
EH-029-003	18	EH-033-028	13	EH-040-002	42	EH-114-203	22
EH-029-009	18	EH-033-029	13	EH-040-003	42	EH-114-209	22
EH-029-010	18	EH-035-001	43	EH-040-004	42	EH-114-211	22
EH-029-103	18	EH-035-002	43	EH-040-005	42	EH-114-218	34
EH-029-109	18	EH-035-003	43	EH-040-006	42		
EH-029-110	18	EH-035-004	43	EH-041-001	42		
EH-029-203	18	EH-035-005	43	EH-041-002	42		
EH-029-209	18	EH-035-007	45	EH-041-003	42		
EH-029-210	18	EH-035-008	45	EH-041-004	42		
EH-029-303	18	EH-035-009	48	EH-041-005	42		
EH-029-309	18	EH-035-009	51	EH-041-006	42		

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EH-114-219	34	EI-001-011	93	EJ-002-007	37	EJ-017-013	26
EH-114-220	34	EI-001-012	93	EJ-002-008	37	EJ-017-018	26
EH-115-003	22	EI-001-012-45	93	EJ-002-009	37	EJ-017-019	26
EH-115-009	22	EI-001-013	93	EJ-002-010	37	EJ-017-020	26
EH-115-011	22	EI-001-014	93	EJ-002-011	37	EJ-017-023	26
EH-115-103	22	EI-001-034	94	EJ-002-012	37	EJ-017-029	26
EH-115-109	22	EI-001-035	94	EJ-002-013	37	EJ-017-030	26
EH-115-111	22	EI-001-050	95	EJ-002-017	37	EJ-017-031	26
EH-115-203	22	EI-001-052	95	EJ-002-018	37	EJ-017-032	26
EH-115-209	22	EI-001-053	95	EJ-002-019	37	EJ-020-001	27
EH-115-211	22	EI-001-054	95	EJ-002-019-1	37	EJ-020-001	32
EH-116-003	24	EI-001-055	95	EJ-002-020	38	EJ-020-002	27
EH-116-009	24	EI-001-056	95	EJ-002-021	38	EJ-020-002	32
EH-116-011	24	EI-001-057	95	EJ-002-022	38	EJ-020-004	27
EH-116-103	24	EI-001-058	95	EJ-002-023	38	EJ-020-004	32
EH-116-109	24	EI-001-060	96	EJ-002-024	38	EJ-020-005	27
EH-116-111	24	EI-001-061	96	EJ-002-025	38	EJ-020-005	32
EH-116-203	24	EI-001-062	96	EJ-002-026	38	EJ-020-006	27
EH-116-209	24	EI-001-063	96	EJ-002-027	38	EJ-020-006	32
EH-116-211	24	EI-002-001	94	EJ-002-028	38	EJ-020-006	35
EH-117-003	24	EI-002-002	94	EJ-002-029	38	EJ-020-007	27
EH-117-009	24	EI-002-011	94	EJ-002-030	38	EJ-020-007	32
EH-117-011	24	EI-002-012	94	EJ-011-001	37	EJ-020-008	29
EH-117-103	24	EJ-001-000	115	EJ-011-002	37	EJ-020-009	29
EH-117-109	24	EJ-001-001	37	EJ-011-003	37	EJ-020-011	27
EH-117-111	24	EJ-001-001	115	EJ-011-008	37	EJ-020-011	35
EH-117-203	24	EJ-001-001-1	37	EJ-011-009	37	EJ-020-012	27
EH-117-209	24	EJ-001-001-1	115	EJ-011-010	37	EJ-020-012	35
EH-117-211	24	EJ-001-002	37	EJ-012-001	14	EJ-021-001	27
EH-128-003	17	EJ-001-003	37	EJ-012-003	14	EJ-021-001	32
EH-128-009	17	EJ-001-006	37	EJ-012-008	14	EJ-021-002	27
EH-128-011	17	EJ-001-007	37	EJ-012-009	14	EJ-021-002	32
EH-128-103	17	EJ-001-008	37	EJ-012-010	14	EJ-021-003	27
EH-128-109	17	EJ-001-009	37	EJ-012-011	14	EJ-021-003	32
EH-128-111	17	EJ-001-010	37	EJ-013-010	14	EJ-021-004	29
EH-128-203	17	EJ-001-011	37	EJ-015-001	25	EJ-021-005	29
EH-128-209	17	EJ-001-012	37	EJ-015-003	25	EJ-021-006	27
EH-128-211	17	EJ-001-013	37	EJ-015-009	25	EJ-021-006	35
EH-129-003	20	EJ-001-017	37	EJ-015-010	25	EJ-021-007	27
EH-129-009	20	EJ-001-018	37	EJ-015-011	25	EJ-021-007	35
EH-129-011	20	EJ-001-019	37	EJ-015-012	28	EJ-021-008	27
EH-129-103	20	EJ-001-019-1	37	EJ-015-013	28	EJ-021-008	35
EH-129-109	20	EJ-001-020	38	EJ-015-015	32	EJ-022-001	27
EH-129-111	20	EJ-001-021	38	EJ-015-016	32	EJ-022-001	32
EH-129-203	20	EJ-001-022	38	EJ-015-017	32	EJ-022-002	27
EH-129-209	20	EJ-001-023	38	EJ-015-023	25	EJ-022-002	32
EH-129-211	20	EJ-001-024	38	EJ-015-029	25	EJ-022-003	27
EH-129-303	20	EJ-001-025	38	EJ-015-031	25	EJ-022-003	32
EH-129-309	20	EJ-001-026	38	EJ-015-033	35	EJ-022-004	29
EH-129-311	20	EJ-001-027	38	EJ-015-039	35	EJ-022-006	35
EH-129-403	20	EJ-001-028	38	EJ-015-041	35	EJ-022-007	35
EH-129-409	20	EJ-001-029	38	EJ-016-003	25	EJ-022-008	35
EH-129-411	20	EJ-001-030	38	EJ-016-009	25	EJ-023-001	27
EH-129-503	20	EJ-002-000	115	EJ-016-010	25	EJ-023-001	32
EH-129-509	20	EJ-002-001	37	EJ-016-023	25	EJ-023-001	35
EH-129-511	20	EJ-002-001	115	EJ-016-029	25	EJ-023-002	27
EI-001-001	93	EJ-002-001-1	115	EJ-016-031	25	EJ-023-002	32
EI-001-002	93	EJ-002-002	37	EJ-017-003	26	EJ-023-002	35
EI-001-003	93	EJ-002-003	37	EJ-017-009	26	EJ-030-001	139
EI-001-004	93	EJ-002-006	37	EJ-017-010	26	EJ-030-002	139

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
EJ-030-003	139	EK-003-002	104	EK-003-108	138	EK-006-011-20	137
EJ-030-010	139	EK-003-003	104	EK-003-108	138	EK-007-001	136
EJ-030-031	139	EK-003-010	104	EK-003-115	138	EK-007-001-20	136
EJ-030-032	139	EK-003-011	104	EK-003-115	138	EK-007-002	136
EK-000-001	98	EK-003-012	104	EK-003-116	138	EK-007-010	137
EK-000-002	98	EK-003-013	104	EK-003-116	138	EK-007-010-20	137
EK-000-003	98	EK-003-014	104	EK-003-117	138	EK-007-011	137
EK-000-004	98	EK-003-015	104	EK-003-117	138	EK-007-011-20	137
EK-000-005	98	EK-003-016	104	EK-003-118	138	EK-008-010	137
EK-000-006	98	EK-003-017	104	EK-003-118	138	EK-008-010-20	137
EK-001-003	99	EK-003-018	104	EK-005-010	102	EK-008-011	137
EK-001-004	99	EK-003-020	104	EK-005-010	103	EK-008-011-20	137
EK-001-005	99	EK-003-021	104	EK-005-011	102	EK-010-008	100
EK-001-006	99	EK-003-022	104	EK-005-011	103	EK-010-008	101
EK-001-007	99	EK-003-023	104	EK-005-012	102	EK-010-008	102
EK-001-008	99	EK-003-024	104	EK-005-012	103	EK-010-008	103
EK-001-009	99	EK-003-025	104	EK-005-013	102	EK-010-009	100
EK-001-010	102	EK-003-026	104	EK-005-013	103	EK-010-009	101
EK-001-011	102	EK-003-027	104	EK-005-014	102	EK-010-009	102
EK-001-012	102	EK-003-028	104	EK-005-014	103	EK-010-009	103
EK-001-013	102	EK-003-030	104	EK-005-015	102	EK-010-010	108
EK-001-014	102	EK-003-039	105	EK-005-015	103	EK-010-011	108
EK-001-015	102	EK-003-040	105	EK-005-016	102	EK-010-012	108
EK-001-016	102	EK-003-041	105	EK-005-016	103	EK-010-013	108
EK-001-020	102	EK-003-042	105	EK-005-020	102	EK-010-014	108
EK-001-021	102	EK-003-043	105	EK-005-020	103	EK-010-015	108
EK-001-022	102	EK-003-044	105	EK-005-021	102	EK-010-016	108
EK-001-023	102	EK-003-045	105	EK-005-021	103	EK-010-017	108
EK-001-024	102	EK-003-046	105	EK-005-022	102	EK-010-020	110
EK-001-025	102	EK-003-047	105	EK-005-022	103	EK-010-022	110
EK-001-026	102	EK-003-052	105	EK-005-023	102	EK-010-024	110
EK-001-030	100	EK-003-053	105	EK-005-023	103	EK-010-026	110
EK-001-031	100	EK-003-054	105	EK-005-024	102	EK-010-030	109
EK-001-032	100	EK-003-055	105	EK-005-024	103	EK-010-031	109
EK-001-033	100	EK-003-056	105	EK-005-025	102	EK-010-032	109
EK-001-034	100	EK-003-057	105	EK-005-025	103	EK-010-033	109
EK-001-035	100	EK-003-060	106	EK-005-026	102	EK-010-034	109
EK-001-036	100	EK-003-061	106	EK-005-026	103	EK-010-035	109
EK-002-008	99	EK-003-062	106	EK-005-030	100	EK-010-036	109
EK-002-010	103	EK-003-063	106	EK-005-030	101	EK-010-037	109
EK-002-011	103	EK-003-064	106	EK-005-031	100	EK-010-100	108
EK-002-012	103	EK-003-065	106	EK-005-031	101	EK-010-101	108
EK-002-013	103	EK-003-066	106	EK-005-032	100	EK-010-102	108
EK-002-014	103	EK-003-067	106	EK-005-032	101	EK-010-103	108
EK-002-015	103	EK-003-068	106	EK-005-033	100	EK-020-001	98
EK-002-016	103	EK-003-069	106	EK-005-033	101	EK-020-002	98
EK-002-020	103	EK-003-077	106	EK-005-034	100	EK-020-003	98
EK-002-021	103	EK-003-078	106	EK-005-034	101	EK-020-005	98
EK-002-022	103	EK-003-100	138	EK-005-035	100	EK-020-006	98
EK-002-023	103	EK-003-100	138	EK-005-035	101	EL-001-001	36
EK-002-024	103	EK-003-101	138	EK-005-036	100	EL-002-001	111
EK-002-025	103	EK-003-101	138	EK-005-036	101	EL-002-007	111
EK-002-026	103	EK-003-102	138	EK-006-001	136	EL-010-010	92
EK-002-030	101	EK-003-102	138	EK-006-001-20	136	EL-010-011	92
EK-002-031	101	EK-003-105	138	EK-006-002	136	EL-010-012	92
EK-002-032	101	EK-003-105	138	EK-006-003	136	EL-010-013	92
EK-002-033	101	EK-003-106	138	EK-006-003-20	136	FA-001-001	142
EK-002-034	101	EK-003-106	138	EK-006-010	137	FA-001-001-G	142
EK-002-035	101	EK-003-107	138	EK-006-010-20	137	FA-001-001-R	142
EK-002-036	101	EK-003-107	138	EK-006-011	137	FA-002-001	142

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
FA-002-001-G	142
FA-002-001-R	142
FA-010-001	141
FA-010-002	141
FA-010-003	141
FA-010-004	141
FA-010-005	141
FA-010-006	141
FA-020-020	140



STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de